



## NOTICE D'UTILISATION FAUTEUIL RELAX MANUEL

CHER CLIENT,

Vous venez d'acquérir un fauteuil relax INVACARE, nous vous remercions de votre confiance. Nous sommes sûrs qu'il vous apportera quotidiennement un maximum de confort.

INVACARE propose une large gamme de produits d'aide à domicile. N'hésitez pas à vous rapprocher de votre revendeur pour de plus amples renseignements.

### REGLES DE SECURITE - IMPORTANT

**Les recommandations suivantes sont faites pour l'utilisation en toute sécurité et pour le parfait fonctionnement du fauteuil relax manuel :**

1. Ne pas faire fonctionner cet appareil sans avoir au préalable lu et compris cette notice. Si vous avez des difficultés à comprendre les avertissements et les instructions, contactez votre revendeur avant d'utiliser ce matériel. Dans le cas contraire, des lésions ou des dégâts matériels pourraient en résulter.
2. Avant utilisation des fauteuils, veuillez enlever le film protecteur plastique.  
LIMITATION DE POIDS : 90 kg.
3. Les revêtements de ce produit ne sont pas conçus pour résister au feu.
4. Ne pas fumer dans ce fauteuil si vous avez des difficultés à vous en extraire ou à vous déplacer. Ne jamais placer le fauteuil à proximité d'une source de chaleur importante ou d'ignition (cheminée, appareil de chauffage électrique ou à combustion par gaz ou pétrole etc...)
5. Inspectez périodiquement votre fauteuil pour constater tout dommage, entaille, déchirure ou cadre abîmé. Si vous constatez un défaut quelconque, n'essayez pas d'utiliser le fauteuil. Contactez le distributeur ou le transporteur pour connaître la procédure à suivre.
6. Ne pas déplacer le fauteuil quand il se trouve en position allongée.
7. Ne pas déplacer ce fauteuil quand il est utilisé.
8. Ne pas s'asseoir sur le repose jambes ou sur les accoudoirs, ils ne sont pas destinés à cet usage.
9. Ne pas se tenir en appui sur le repose jambes ou sur le haut du dossier pour s'asseoir, car le fauteuil pourrait basculer.
10. Toujours laisser le fauteuil en position assise quand il n'est pas utilisé.
11. Ne pas faire fonctionner le fauteuil lorsque deux personnes sont assises sur la même place.
12. Ne pas laisser les enfants utiliser ou s'amuser avec ce fauteuil. Le repose jambes se plie en se refermant, un enfant pourrait être blessé.
- 15) Utiliser votre siège avec une prudence redoublée en présence d'enfants ou encore d'animaux domestiques.
- 16) Ne pas faire fonctionner le fauteuil trop près du mur ou de tout autre objet (table, buffet, ...) sur lequel le dossier pourrait buter causant ainsi de sérieux dommages (allant jusqu'à la rupture du mécanisme).
- 17) Assurez vous que les bras et les jambes ne soient pas en contact avec les parties mobiles du fauteuil.
- 18) Après tout réglage, réparation ou révision, assurez vous que toutes les vis soient correctement serrées avant d'utiliser votre fauteuil.

## INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE

### NETTOYAGE DU TISSU

NE PAS UTILISER DE SOLVANT ; Brosser au besoin pour restaurer l'apparence d'origine.

Avant tout nettoyage / détachage, il est vivement conseillé de faire un essai sur une partie cachée du siège .

## LIMITE DE RESPONSABILITE

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de non respect de ces conseils d'utilisation comme en cas d'utilisation anormale. Sont également exclus les risques consécutifs à une modification ou réparation du mécanisme par toute personne non habilitée par le fabricant.

NOM	REF. MODELE	COULEURS	POIDS FAUTEUIL	POIDS MAXI UTILISATEUR
DOVER	LCM 200M	FLORA BORDEAUX	26 Kg	90 Kg

## SPECIFICATIONS TECHNIQUES

NOM : DOVER      REFERENCE : LCM 200M

