


AMPLIDECT™ COMBI 295


GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

Fr


Unité de base




Combiné



Branchement



Montage au mur



Vous pouvez trouver sur notre site Geemarc.com la notice plus détaillée du produit

Nous vous remercions d'avoir acheté votre téléphone Geemarc AMPLIDECT COMBI 295. Ce téléphone offre tous les avantages de la technologie sans fil (conforme à la norme Digitally Enhanced Cordless Telecommunications-DECT), ainsi qu'un clavier comportant de grosses touches, idéal pour ceux qui souffrent de problèmes de vue. Ce téléphone est également compatible avec les appareils auditifs.

Il est important de lire les instructions ci-dessous afin de pouvoir exploiter tout le potentiel offert par le téléphone Geemarc. Conservez ce guide d'utilisation dans un endroit sûr pour toute référence ultérieure.

CONTENU DU COLIS

1 unité de base, 1 combiné avec cordon, 1 combiné sans fil, 2 adaptateurs secteur, 1 cordon téléphonique, 1 chargeur, 1 bloc de batterie NiMh, 1 guide de démarrage rapide.

INSTALLATION

Branchement du téléphone

Branchez le câble du téléphone dans la prise pour la ligne téléphonique (A) et dans la prise murale (B).

Branchez le cordon spiralé dans l'unité de base.

Branchez la fiche de l'adaptateur de courant dans la base et dans le chargeur (C) puis branchez la fiche de l'adaptateur de courant dans la prise secteur (D).

Utilisez uniquement les adaptateurs fournis avec le téléphone.

Branchement de la batterie

Branchez le connecteur de la batterie dans la prise située à l'intérieur du compartiment de batterie du combiné. Insérez la batterie fournie, comme indiqué.

Alignez le capot à plat sur le compartiment de batterie, puis le faire glisser jusqu'au clic.

Chargement des batteries

Chargez les batteries pendant au moins 12 heures avant d'utiliser l'appareil pour la première fois.

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Unité de base

1- ÉCRAN LCD

2- VOYANT UTILISATION ()

Activé pendant un appel.

3- VOYANT LUMINEUX DE SONNERIE ()

Clignote en cas d'appel entrant.

Constamment allumé si le répondeur est activé.

Clignote en cas de nouveaux mémos ou messages dans le répondeur.

4- MENU/OK ()

En mode veille : appuyez sur la touche pour accéder au menu principal.

En mode de sous-menu : appuyez sur la touche pour confirmer la sélection.

Dans la liste des recompositions/ la liste des appels : appuyez sur la touche pour enregistrer le numéro dans le répertoire téléphonique.

5- RÉPERTOIRE TÉLÉPHONIQUE ()

En mode veille : appuyez sur la touche pour accéder au répertoire téléphonique.

6- APPELS (LISTE DES APPELS) ()

En mode veille : appuyez sur la touche pour accéder à la liste des appels.

7 - INT/SECRET/EFFACER (Int/ /C)

En mode menu principal: appuyez sur la touche pour revenir à l'écran de veille.

En mode de sous-menu: appuyez sur la touche pour revenir au niveau précédent.

En mode de sous-menu: maintenez la touche enfoncée pour revenir à l'écran de veille.

En mode de modification /pré numérotation: appuyez sur la touche pour effacer un caractère/chiffre.

En mode de modification /pré numérotation: maintenez la touche enfoncée pour supprimer tous les caractères/chiffres.

Au cours d'un appel: appuyez sur la touche pour désactiver /réactiver le micro.

Lorsque le téléphone sonne: appuyez sur la touche pour désactiver la sonnerie de l'unité de base.

En mode veille: appuyez sur la touche pour utiliser l'interphone avec un autre combiné du système.

8- TOUCHES MÉMOIRE (3 TOUCHES DE COMPOSITION RAPIDE PHOTO ; 1 TOUCHE MÉMOIRE - M4)

En mode de pré numérotation: maintenez la touche enfoncée pour enregistrer le numéro entré en mode inactif.

En mode veille: appuyez sur la touche pour passer un appel du numéro stocké dans la touche mémoire.

9- AMPLIFICATION DU SON ()

Au cours d'un appel : appuyez sur la touche pour activer / désactiver la fonction d'AMPLIFICATION DU SON.

10- HAUT-PARLEUR ()

En mode veille ou en mode d'affichage du répertoire téléphonique / de la liste des appels / liste des recompositions: appuyez sur la touche pour passer un appel en mode haut-parleur.

11- PAVÉ ALPHANUMÉRIQUE, (*) et (#)

En mode de pré numérotation ou de modification: appuyez sur la touche pour insérer un chiffre. Touche 0 en mode de pré numérotation ou de modification: maintenez la touche enfoncée pour insérer une pause.

12- TOUCHES DE NAVIGATION

VERS LE HAUT (▲)

En mode menu: appuyez sur la touche pour faire défiler vers le haut les éléments du menu.

Dans le répertoire téléphonique/la liste des recompositions/la liste des appels: Appuyez sur la touche pour faire défiler la liste vers le haut.

En mode de modification: appuyez sur la touche pour déplacer le curseur d'un caractère vers la gauche.

Au cours d'un appel ou pendant la lecture d'un message TAM: appuyez sur la touche pour augmenter le volume.

RÉPÉTER/OGM ()

En mode veille : maintenez la touche enfoncée pour enregistrer un message d'accueil.

Appuyez sur la touche pour lire le message d'accueil.

En mode de lecture d'un message: appuyez sur la touche pour revenir au message précédent.

MÉMO/SAUT EN AVANT ()

En mode veille: maintenez la touche enfoncée pour enregistrer un mémo.

En mode de lecture d'un message: appuyez sur la touche pour passer au message suivant.

VERS LE BAS/LISTE DE RECOMPOSITION (▼)

En mode inactif: appuyez sur la touche pour accéder à la liste des recompositions.

En mode menu: appuyez sur la touche pour faire défiler vers le bas les éléments du menu.

En mode d'affichage du répertoire téléphonique/la liste des recompositions/la liste des appels: appuyez sur la touche pour faire défiler la liste vers le bas.

En mode de modification: appuyez sur la touche pour déplacer le curseur d'un caractère vers la droite.

Au cours d'un appel ou pendant la lecture d'un message TAM: appuyez sur la touche pour diminuer le volume.

13- RÉPONDEUR MARCHÉ/ARRÊT ()

En mode veille: appuyez sur la touche pour ACTIVER ou DÉSACTIVER le répondeur téléphonique.

14. LIRE/STOP ()

En mode veille: appuyez sur la touche pour lire les messages.

Pendant la lecture d'un message reçu: appuyez sur la touche pour interrompre la lecture du message.

15. SUPPRIMER ()

En mode lecture d'un message reçu: appuyez sur la touche pour supprimer le message en écoute.

En mode veille: maintenez la touche enfoncée pour supprimer tous les messages.

16. RAPPEL (R)

Au cours d'un appel: appuyez sur la touche pour activer la fonction de rappel, qui doit être utilisée avec les services de réseau téléphonique fournis, comme la mise en attente d'un second appel durant une conversation téléphonique.

Pendant la lecture d'un message: appuyez sur la touche pour rappeler l'appelant si son numéro est disponible.

Combiné

1- ECOUTEUR

2. ÉCRAN LCD

3. VOYANT ()

Constamment allumé lorsque le combiné est en cours de chargement dans le chargeur.

4. MENU/OK ()

En mode veille: appuyez sur la touche pour accéder au menu principal.

En mode de sous-menu: appuyez sur la touche pour confirmer la sélection.

Au cours d'un appel: appuyez sur la touche pour accéder à l'interphone / au répertoire téléphonique / à la liste de recompositions / liste des appels.

5. VERS LE HAUT/LISTE DES APPELS ()

En mode veille: appuyez sur la touche pour accéder à la liste des appels.

En mode menu: appuyez sur la touche pour faire défiler vers le haut les éléments du menu.

Dans le répertoire téléphonique/la liste des recompositions/la liste des appels: appuyez sur la touche pour faire défiler la liste vers le haut.

En mode de modification: appuyez sur la touche pour déplacer le curseur d'un caractère vers la gauche.

Au cours d'un appel: appuyez sur la touche pour augmenter le volume d'écoute.

Lorsque le téléphone sonne: appuyez sur la touche pour augmenter le volume de la sonnerie.

6. CONVERSATION TÉLÉPHONIQUE ()

En mode veille/de pré numérotation: appuyez sur la touche pour passer un appel en mode écouteur.

Dans le répertoire téléphonique/la liste des recompositions/la liste des appels: appuyez sur la touche pour passer un appel à l'entrée sélectionnée dans la liste, en mode écouteur.

Lorsque le téléphone sonne: appuyez sur la touche pour répondre à l'appel.

7. VERS LE BAS/LISTE DE RECOMPOSITION ()

En mode veille: appuyez sur la touche pour accéder à la liste des recompositions.

En mode menu: appuyez sur la touche pour faire défiler vers le bas les fonctions du menu.

Dans le répertoire téléphonique/la liste des recompositions/la liste des appels: appuyez sur la touche pour faire défiler la liste vers le bas.

En mode de modification: appuyez sur la touche pour déplacer le curseur d'un caractère vers la droite.

Au cours d'un appel: appuyez sur la touche pour diminuer le volume d'écoute.

Lorsque le téléphone sonne: appuyez sur la touche pour diminuer le volume de la sonnerie.

8. HAUT-PARLEUR ()

En mode veille/de pré numérotation: appuyez sur la touche pour passer un appel en mode haut-parleur. Ré appuyez sur la touche pour passer en mode écouteur.

Dans le répertoire téléphonique/la liste des recompositions/la liste des appels: appuyez sur la touche pour passer un appel de l'entrée sélectionnée dans la liste en mode haut-parleur. Ré appuyez sur la

touche pour passer en mode normal.

Lorsque le téléphone sonne: appuyez sur la touche pour répondre à un appel en mode haut-parleur. Ré appuyez sur la touche pour passer en mode écouteur.

9. MICRO

10. AMPLIFICATION DU SON ()

Au cours d'un appel: appuyez sur la touche pour activer/désactiver la fonction d'amplification du son.

11. ANNULATION/SECRET ()

En mode menu principal: appuyez sur la touche pour revenir à l'écran de veille.

En mode de sous-menu: appuyez sur la touche pour revenir au menu précédent.

En mode de sous-menu: maintenez la touche enfoncée pour revenir à l'écran de veille.

En mode de modification/pré numérotation: appuyez sur la touche pour supprimer un caractère/chiffre.

En mode de modification/pré numérotation: maintenez la touche enfoncée pour supprimer tous les caractères/chiffres.

Au cours d'un appel: appuyez sur la touche pour désactiver/réactiver le micro.

Lorsque le téléphone sonne: appuyez sur la touche pour désactiver la sonnerie du combiné.

En mode veille: appuyez sur la touche pour utiliser l'interphone avec un autre combiné.

12. RACCROCHER ()

Au cours d'un appel: appuyez sur la touche pour raccrocher un appel et revenir à l'écran de veille. Appuyez sur la touche pour revenir au menu précédent.

En mode menu/de modification: maintenez la touche enfoncée pour revenir à l'écran de veille.

En mode veille: maintenez la touche enfoncée pour éteindre le combiné.

maintenez la touche enfoncée pour allumer le combiné éteint.

13. PAVÉ ALPHANUMÉRIQUE, (), ()

En mode de pré numérotation ou de modification: appuyez sur la touche pour insérer un chiffre / caractère /  / .

 touche en mode veille: maintenez la touche enfoncée pour activer ou désactiver le verrouillage du pavé.

 touche en mode veille: maintenez la touche enfoncée pour activer ou désactiver la sonnerie.

 touche en mode veille/de pré numérotation/mode de modification du numéro: maintenez la touche enfoncée pour insérer une pause.

14. R

Au cours d'un appel: appuyez sur la touche pour répondre à un nouvel appel si vous êtes abonné au service de mise en attente des appels.

15. RÉPERTOIRE TÉLÉPHONIQUE ()

En mode veille: appuyez sur la touche pour accéder au répertoire téléphonique.

Les réglages du téléphone sont toujours définis de manière similaire :

Appuyez sur la touche **Menu/OK** () pour ouvrir le menu principal.

Puis utilisez les touches   pour sélectionner une entrée et confirmer

en pressant la touche **Menu/OK** () .

Le code **PIN** par défaut est : **0000**

Exemple:

Définir la langue sur l'unité de base

Appuyez sur **MENU/OK** (), puis sélectionnez LANGUE avec  .

appuyez sur **MENU/OK** () et choisissez la langue souhaitée avec

 , appuyez sur **MENU/OK** () pour confirmer.

Définir la langue sur le combiné

Appuyez sur **MENU/OK** (), puis sélectionnez REGL COMB avec

 , appuyez sur **MENU/OK** () et choisissez LANGUE avec  .

appuyez sur **MENU/OK** (), puis sélectionnez la langue souhaitée

avec  , puis appuyez sur **MENU/OK** () pour confirmer.

RÉGLAGES DU MENU

Unité de base

RÉPERTOIRE TÉLÉPHONIQUE

► VOIR ► AJOUTER ► MODIFIER ► SUPPRIMER ► TOUT SUPPRIMER ► ÉTAT PB

JOURNAL DES APPELS: ► MANQUÉ ► RECU ► COMPOSÉ

DATE ET HEURE: ► FORMAT DE L'HEURE ► RÉGLER L'HORLOGE

LANGUE

► ANGLAIS ► ALLEMAND ► FRANÇAIS ► ITALIEN

► HOLLANDAIS...

RÉGLAGES

► RÉGLAGE DE LA SONNERIE ► SUPPRIMER COMB ► MODE DE NUMÉROTATION ► DELAI FLASH

► BIPS TOUCHE ► MODIFIER CODE PIN ► PARAM ORIGINAL

RECHERCHE COMBINÉ

ASSOCIATION d'un combiné

RÉPONDEUR

► LECTURE DU MSG ► TOUT SUPPRIMER ► MÉMO ► REPONDEUR ON/OFF ► REGLAGES. REPONDEUR (MODE REPONDEUR, ANNONCE, NOMBRE DE SONNERIE

DURÉE D'ENREGISTREMENT, LANGUE REP, FILTRAGE, ACCÈS À DISTANCE, COMPRESSION, MODIFIER LE CODE PIN, REINITIALISATION PAR DÉFAUT DU REPONDEUR)

Combiné

RÉPERTOIRE TÉLÉPHONIQUE

► AFFICHAGE DE LA LISTE

APPUYEZ SUR OK : ► AJOUTER ► VOIR ► MODIFIER ► SUPPRIMER ► TOUT SUPPRIMER ► ÉTAT PB ► COMPOSITION RAPIDE

JOURNAL DES APPELS

► AFFICHAGE DE LA LISTE

sous une entrée : ► AJOUTER AU REP ► SUPPRIMER ► TOUT SUPPRIMER ► DÉTAILS ► ATÉGORIE

RÉGLAGES BASE

► SONNERIE BASE ► VOLUME DE SONNERIE ► SUPPRIMER LE COMBINÉ ► MODE DE COMPOSITION ► DURÉE DU FLASH ► MODIFIER LE CODE PIN

RÉGLAGES COMBINÉ

► RÉGLAGE SONNERIE ► ALERTE SON ► SÉLECTION DE LA BASE ► LANGUE ► NOM DU COMBINÉ ► AFFICHAGE ► DECROCHER AUTOMATIQUE

MÉM. DIRECTE: ► M1-M2-M3-M4

DATE ET HEURE

► FORMAT DE LA DATE ► FORMAT DE L'HEURE ► DÉFINIR L'HEURE ► DÉFINIR LA DATE

ALARME: ► ON ► OFF

ASSOCIER: ► BASE 1, 2, 3 ou 4

PAR DÉFAUT: ► PIN? ----

RÉPONDEUR

► LECTURE DU MSG ► TOUT SUPPRIMER ► MÉMO ► REP ON/OFF ► RÉGLAGES REP (MODE DE RÉPONSE, LANGUE REP, ANNONCES, NB SONNERIE, DURÉE D'ENREGISTREMENT, COMPRESSION, FILTRAGE, CODE À DISTANCE, MODIFIER LE PIN)

ENREGISTREMENT ET DÉSENREGISTREMENT

Remarque: le combiné et la station de base ont été préenregistrés.

Il est possible d'enregistrer jusqu'à cinq combinés sur une base.

En cas de réenregistrement, le code PIN est **0000**.

Enregistrement d'un combiné

Sur le combiné : appuyez sur **MENU/OK** () sélectionnez

ENREGISTREMENT  , appuyez sur **MENU /OK** ()

sélectionnez BASE (1-4)  , appuyez sur **MENU/OK** () entrez le code PIN.

Simultanément sur la **base:** appuyez sur **MENU/OK** (), sélectionnez

ASSOCIATION  , appuyez sur **MENU/OK** (), le message

ATTENDEZ s'affiche

(Si l'enregistrement a réussi, un bip de confirmation retentira).

Suppression de un combiné

Sur la base: appuyez sur **MENU/OK** (), sélectionnez RÉGLAGES

 , appuyez sur **MENU/OK** (), sélectionnez ANNULER COMB

 , appuyez sur **MENU/OK** (), entrez le code PIN, appuyez sur

MENU/OK (), sélectionnez un des numéros de combiné à supprimer

 , appuyez sur **MENU/OK** () pour confirmer.

INTERPHONE

Appel interne

De la base: Appuyez sur **INT/  /EFFACER (*Int/  /C*)**, sélectionnez   Combiné 1 - 5, appuyez sur **MENU/OK** () pour vous connecter.

Du combiné: appuyez sur **C/SECRET ()**, entrez au clavier le numéro du combiné souhaité.

« 7 » correspond à l'unité de base.

Appeler tous les combinés

De la base: appuyez sur **INT/  /EFFACER (*Int/  /C*)**, sélectionnez TOUS LES COMBINÉS  , appuyez sur **MENU/OK** () pour vous connecter.

Du combiné: appuyez sur **C/MUTE** (), entrez « 9 » au clavier.

Transfert d'un appel externe

De la base : appuyez sur **MENU/OK** (), sélectionnez le numéro de combiné  , appuyez sur  ou sur  sur le combiné. Une fois la connexion établie, raccrochez l'appel sur l'unité de base.

Du combiné: appuyez sur **MENU/OK** (), sélectionnez INTERCOM, appuyez sur **MENU/OK** (),

Entrez au clavier le numéro de combiné souhaité. Une fois la connexion établie, raccrochez l'appel sur le combiné.

Audioconférence

Combiné: appuyez sur **MENU/OK** (), sélectionnez INTERCOM, appuyez sur **MENU/OK** (),

Entrez au clavier le numéro de combiné souhaité.

Une fois la connexion établie, appuyez sur  jusqu'à ce que CONFÉRENCE s'affiche.

Votre unité de base inclut un répondeur téléphonique qui enregistre les appels non répondus lorsqu'il est activé. Le répondeur peut stocker jusqu'à 59 messages dans la période d'enregistrement maximale d'environ 15 minutes. En outre d'enregistrer les messages entrant, vous pouvez enregistrer des mémos pour les autres utilisateurs du téléphone.

Appuyez sur  **ANS. ON/OFF** pour ACTIVER ou DÉACTIVER le répondeur téléphonique.

Opérations à distance

Si vous n'êtes pas à la maison, vous pouvez appeler pour activer ou désactiver votre répondeur et écouter vos messages à distance à l'aide d'un autre téléphone à composition par fréquence vocale.

1. Passez un appel depuis un téléphone à composition par fréquence vocale.
2. Lorsque le répondeur répond à l'appel et commence à lire l'annonce, appuyez sur .
3. Entrez le code PIN d'accès à distance à 4 chiffres (le PIN par défaut est **0000**).
4. Appuyez sur les touches suivantes pour activer la fonction souhaitée.

V	Fonctions	
	Lorsque la lecture du message n'a pas été lancée	Lorsque le message est en cours de lecture
2		Supprimer la lecture du message actuel
4		Répéter depuis le début la lecture du message actuel. Appuyer deux fois sur la touche pour revenir au message précédent
5	Lecture du message	
6		Utiliser la touche Saut en avant pour lire le message suivant message
7	Activation du répondeur	

8		Arrêter la lecture du message actuel
9	Désactivation du répondeur	
*	Entrer le PIN d'accès à distance à 4 chiffres	

REMARQUE: lorsque la mémoire de votre répondeur est pleine et que le mode est RÉP. ET ENREGISTRER, l'appareil passe automatiquement en mode de RÉPONSE UNIQUEMENT. Il reviendra automatiquement en mode RÉP ET ENREGISTRER après la suppression de plusieurs messages.

Vous ne pourrez pas supprimer les nouveaux messages avant de les avoir écoutés.

GARANTIE

Votre produit Geemarc est garanti pendant 2 ans, suivant la date d'achat. Au cours de cette période, toutes les réparations ou tous les remplacements (à notre seule discrétion) seront effectués sans frais. En cas de problème, contactez notre service d'assistance ou rendez-vous sur notre site Web: **www.geemarc.com**. La garantie ne couvre pas les accidents, la négligence ou les ruptures de pièces. Le produit ne doit pas être altéré ou démonté par quiconque n'étant pas un représentant agréé de Geemarc. La garantie de Geemarc ne limite en aucun cas vos droits légaux.

IMPORTANT: VOTRE FACTURE FAIT PARTIE DE VOTRE GARANTIE ET DOIT ETRE CONSERVÉE ET PRODUITE LORS D'UNE RÉCLAMATION SOUS GARANTIE.

Veillez noter : la garantie est applicable en France uniquement.

DÉCLARATION:

Directives CE

 Geemarc Telecom SA déclare par la présente que son produit est conforme aux exigences essentielles ainsi qu'à d'autres directives pertinentes de la norme 2014/53/UE traitant des équipements terminaux de radio et télécommunications, en particulier à l'article 3, sections 1a, 1b et section 2. L'appareil ne fonctionne pas si le courant de ligne est inférieur à 18 mA.

La déclaration de conformité peut être consultée sur

www.geemarc.com

Branchement électrique: l'appareil est conçu pour fonctionner avec une source électrique de 230V 50Hz uniquement. (Répertorié comme affichant une tension dangereuse sous les termes de la norme EN60950). L'appareil n'incorpore aucun interrupteur intégral Marche/Arrêt. Pour déconnecter l'appareil, coupez l'alimentation au niveau de la prise secteur ou débranchez l'adaptateur secteur. Lors de l'installation de l'appareil, veillez à ce que la prise secteur soit facilement accessible.

Branchement du téléphone: Les tensions présentes sur le réseau de télécommunications sont répertoriées en tant que TNV-3 (Telecommunication Network Voltage), conformément à la norme EN60950.



DIRECTIVE DE RECYCLAGE

Le système DEEE (déchets des équipements électriques et électroniques) a été mis en œuvre pour les produits en fin de vie qui seront recyclés de la meilleure manière possible.

Lorsque ce produit ne fonctionne plus, ne le jetez pas avec vos déchets domestiques.

Veillez utiliser une des options suivantes:

- Retirez les piles et jetez-le dans une benne DEEE appropriée. Jetez le produit dans une benne DEEE appropriée.
- Ou rappez-le à votre détaillant. Si vous achetez un nouvel article, l'ancien devrait être accepté.

Ainsi, en respectant ces instructions, vous contribuez à la santé publique et à la protection de l'environnement.



Pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr



Hear the Difference

2 rue Galilée, 59791 GRANDE-SYNTHÉ CEDEX
FRANCE

www.geemarc.com

Téléphone 0328587599 ou fax 0328587576