



Table roulante Easy

www.prevenchute.com

Lire attentivement le mode d'emploi avant utilisation.

Suivre les indications et les conserver précieusement !

Si cette aide est utilisée par d'autres personnes, celles-ci doivent être bien informées sur les conseils suivants avant toute utilisation

1. Consignes de sécurité

- Ne pas poser d'objet d'un poids supérieur à 10 kg sur le plateau
- les composants abîmés, blessants ou inutilisables, doivent être remplacés immédiatement
- ne pas stocker ni laisser la table en extérieur - contrôler régulièrement la stabilité et la rigidité du produit ainsi que la tenue des pièces de réglages.

2. Installation

Placer les roulettes sur les deux supports servant de piétement.

Visser ces supports sur le cadre en L.

Placer les bouchons obturateurs carrés en plastique noir à l'extrémité de l'ensemble des supports.

Installer le support du plateau sur son support en dévissant l'axe de guidage.

Le revisser avec l'inclinaison choisie, avant de régler en hauteur l'ensemble au niveau désirée.

3. Entretien

Le plateau et le pivot doivent être nettoyés régulièrement à avec de l'eau et du savon. Sécher le plateau avec un chiffon doux et propre

4. Matériaux

Le produit se compose d'une structure en acier, d'un plateau mélaminé, et de 4 roues.

5. Traitement de déchets

Veillez mettre au rebut ce produit en conformité avec vos directives régionales.

6. Caractéristiques techniques

Poids maximal supporté: 10 kg, en position verticale

Ce produit est garanti 2 ans, à partir de la date d'achat, contre tout vice de fabrication.

Ce produit est biocompatible.