

## ASHBY STEP-TWO

Article No. 6291

### FITTING INSTRUCTIONS

1. Ensure the step is dry and free from soap or oil film.
2. Position Step-Two close to the bath side.
3. Choose either 10 cm or 15 cm height.
4. Stand centrally on the step with both feet.
5. Step directly in the bath.
6. Test for stability.
7. Clean with non-scratch detergent.

Maximum user weight 190 kg.

Made in EU  
Gordon Ellis & Co.  
Derby. GB-DE74 2NP

*For other details of Gordon Ellis products for elderly and disabled people, please contact your supplier, or Gordon Ellis direct.*

## MARCHE ASHBY

Article No. 6291

### MODE D'EMPLOI

1. S'assurer que la marche est sèche et qu'elle ne présente pas de pellicule de savon ou de graisse.
2. Placez la marche près de la baignoire.
3. Choisissez une hauteur de 10 cm ou de 15 cm.
4. Placez les deux pieds au centre de la marche.
5. Entrez dans la baignoire.
6. Tester la stabilité de l'installation
7. Nettoyer à l'aide d'un détergent qui ne raye pas.

Poids maximum de l'utilisateur  
190 kg

Fabriqué dans l'Union Européenne  
Gordon Ellis & Co.  
Derby. GB-DE74 2NP

*Pour des informations sur les autres produits Gordon Ellis pour les personnes âgées et handicapées, veuillez contacter votre fournisseur ou Gordon Ellis directement.*

## DOPPELTRITT 'ASHBY'

Artikel-Nr 6291

### EINBAUANLEITUNG

1. Die Wanne muß trocken und frei von Seifen-/Ölresten sein.
2. Entweder 10 cm oder 15 cm Höhe wählen.
3. Doppeltritt nahe an der Wannenseite positionieren.
4. Sich mit beiden Füßen mittig auf den Doppeltritt stellen.
5. Direkt in die Wanne einsteigen.
6. Prüfen, daß er fest sitzt.
7. Mit einem nicht scheuernden Reinigungsmittel säubern.

Höchstgewicht des Benutzers:  
190 kg.

In der EU hergestellt  
Gordon Ellis & Co., Derby  
DE74 2NP, GB

*Wenn Sie Einzelheiten über andere Produkte von Gordon Ellis für ältere und behinderte Menschen wünschen, fragen Sie bitte Ihren Händler oder setzen Sie sich direkt mit Gordon Ellis in Verbindung.*

## GRADINO A DUE FASI ASHBY

Articolo N°: 6291

### ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

1. Assicurarsi che la vasca da bagno sia pulita e priva di residui di sapone/veli d'olio.
2. Sistemare il Gradino a due fasi a lato della vasca.
3. Scegliere l'altezza di o 15 cm.
4. Sistemarsi nel centro del Gradino con entrambi i piedi.
5. Entrare direttamente nella vasca.
6. Controllarne la stabilità.
7. Pulire con un detergente che non graffi.

Peso massimo utente:190kg

Fabbricato nella UE  
Gordon Ellis & Co. Derby  
GB-DE74 2NP

*Per ottenere ulteriori informazioni sui prodotti della Gordon Ellis per gli anziani e invalidi, vi preghiamo di rivolgervi al vostro rivenditore oppure direttamente alla Gordon Ellis.*

## PELDAÑO "ASHBY STEP-TWO"

Artículo No. 6291

### INSTRUCCIONES DE INSTALACION

1. Asegúrese que la bañera está seca y libre de jabón/capa aceitosa.
2. Coloque el peldaño cerca del lateral de la bañera.
3. Elija una altura de 10 cm. ó 15 cm.
4. Súbase al centro del peldaño con los dos pies.
5. Pase directamente a la bañera.
6. Pruebe si esté estable.
7. Limpie con detergente non abrasivo.

Peso máximo del usuari 190 kg

Hecho en la UE  
Gordon Ellis / Co. Derby-  
GB-DE74 2NP

*Si desea detalles de otros productos de Gordon Ellis para ancianos y minusválidos, por favor contacte a su distribuidor, o a Gordon Ellis directamente.*



**GORDON  
ELLIS  
& CO**

MANUFACTURERS IN  
WOOD AND PLASTIC  
ESTABLISHED 1893



## Ashby Step-Two

TRENT LANE  
CASTLE DONINGTON  
DERBY DE74 2NP  
ENGLAND  
TEL: (01332) 810504  
INT: + 44 1332 810504  
FAX: (01332) 850830  
INT: + 44 1332 850830  
E-Mail: gordonellis@gordonellis.co.uk  
<http://www.gordonellis.com>

Company registered in England  
No. 231734  
VAT No. GB 428 4666 26

