



Manufactured for Homecraft AbilityOne, Kirkby-in-Ashfield NG17 7ET, UK

Conservare le istruzioni per l'uso.

braccio in posizione d'appoggio) e il terreno, quando si indossano scarpe normali.
Note: Per altezza corretta di un bastone si intende la distanza tra la linea del polso (con il bastone tradizionale).

contatto con il terreno, assorbendo effettivamente i colpi più di quanto potrebbe un puntale in gomma anti-urto.
Il particolare disegno del manico, infatti, permette di attuire i colpi; il puntale si flette al contatto con il terreno, assorbendo effettivamente i colpi più di quanto potrebbe un bastone tradizionale.

Questo bastone pieghevole si dispiega automaticamente in un bastone rigido di 79 cm o di 87 cm di altezza con una impugnatura ergonomica realizzata in plastica morbida, e con puntale in gomma anti-urto.

I

Instructies bewaren voor toekomstig gebruik.

bij het dragen van schoenen met een lage zool.
Nota: het is heel belangrijk de lengte van de wandelstok te regelen. De juiste lengte is gelijk aan de afstand tussen de polsplooi (met de arm neerwaarts hangend) en de grond, wandelstok.

aanraken van de grond, waardoor de schok beter wordt opgevangen dan bij een gewone De gel-handgreep beschermt de hand en de speciaal ontworpen krukdop buigt bij het schokabsorberende krukdop.

tot 87 cm. De stok is voorzien van een unieke ergonomische gel-handgreep en een Deze opvouwbare wandelstok vouwt zich automatisch open tot een stevige stok van 79

IN

Anwendungshinweise für spätere Rückfragen sorgfältig auf.

entsprechen, wobei die Person normales Schuhwerk trägt. Bitte bewahren Sie diese dem Abstand zwischen der Handgelenksfalte (bei ausgestrecktem Arm) und dem Boden Beachte: Die korrekte Länge des Gehstocks ist von wesentlicher Bedeutung. Sie sollte höhere stoßdämpfende Wirkung hat als herkömmliche Gehstockzwingen.

spezielle Gummistockzwingen sicheren Kontakt mit dem Boden gewährleistet, da sie eine über einen einzigartigen ergonomischen Griff sowie eine stoßdämpfende

Dieser faltbare Gehstock läßt sich auf eine Länge von 79 - 87 cm ausfahren. Er verfügt über einen einzigartigen ergonomischen Griff sowie eine stoßdämpfende

D

Conserver ces instructions pour utilisation future.

pli du poignet (le bras à la verticale) et le sol, les pieds normalement chaussés.
Note: Il est essentiel d'ajuster la canne à la bonne hauteur, c'est-à-dire la distance entre le sol, absorbant le choc de manière plus efficace qu'avec une canne ordinaire.

La poignée de gel protège la main; l'embout est conçu de façon à fléchir au contact du embout qui absorbe les chocs.

87 cm. Elle est pourvue d'une poignée unique et ergonomique couverte de gel et d'un Cette canne pliante se déplie automatiquement pour constituer un bâton rigide de 79 à

F

shoes. Please retain instructions for future reference.

crease of the wrist (with the arm straight down) and the ground, when wearing normal Note: The correct height for a stick is critical and should be the distance between the effectively absorbing more of the shock than a traditional walking stick.

cushions the hand whilst the specially designed rubber ferrule flexes on contact with the ground, This folding stick will automatically open out to a rigid stick 31" - 34" with a unique

GB



AA8139AY 31-34"
PIP CODE 249-1579

AbilityOne
homecraft

homecraft

AbilityOne



Folding shock absorbing adjustable stick

Canne pliante à hauteur réglable et absorbant les chocs

Faltbarer stoßdämpfender Gehstock

Opvouwbare, schokabsorberende, aanpasbare wandelstok

Bastone ergonomico anti-urto pieghevole

31" - 34"
(79 - 87cm)



Folding shock absorbing adjustable stick

Canne pliante à hauteur réglable
et absorbant les chocs

Faltbarer stoßdämpfender Gehstock

Opvouwbare, schokabsorberende,
aanpasbare wandelstok

Bastone ergonomico anti-urto pieghevole