

playcare

Care One S



Instrucciones / Instruccions / Instructions  
Argibideak / Instruccions / Instruccions / Instruções  
Instructions / Istruzioni / Anleitungen

Componentes / Components / Components / Osagaiak  
Componentes / Components / Componentes /  
Composants / Componenti / Komponenten



## ES

- |    |                                 |     |                        |
|----|---------------------------------|-----|------------------------|
| 1. | Freno de mano                   | 7.  | Asiento                |
| 2. | Empuñadura                      | 8.  | Soporte lateral        |
| 3. | Palanca bloqueo freno           | 9.  | Respaldo               |
| 4. | Ajuste de altura del manillar   | 10. | Reflector de seguridad |
| 5. | Dispositivo de plegado          |     |                        |
| 6. | Botón bloqueo ruedas delanteras |     |                        |

## CAT

- |    |                                |     |                        |
|----|--------------------------------|-----|------------------------|
| 1. | Fre de mà                      | 7.  | Seient                 |
| 2. | Empunyadura                    | 8.  | Suport lateral         |
| 3. | Palanca bloqueig fre           | 9.  | Respatller             |
| 4. | Ajust d'alçada del manillar    | 10. | Reflector de seguretat |
| 5. | Dispositiu de plegat           |     |                        |
| 6. | Botó bloqueig rodes davanteres |     |                        |

## EN

- |                                |                            |
|--------------------------------|----------------------------|
| 1. Handbrake                   | 6. Front wheel lock button |
| 2. Handle                      | 7. Seat                    |
| 3. Brake lock button           | 8. Side support            |
| 4. Handlebar height adjustment | 9. Backrest                |
| 5. Folding device              | 10. Safety reflectors      |

## EUS

- |  |                            |
|--|----------------------------|
| 1. Eskuko balazta                      | 7. Eserlekua               |
| 2. Heldulekua                          | 8. Alboko euskarria        |
| 3. Balazta blokeatzeko palanka         | 9. Bizkarralde             |
| 4. Gidagailuaren altuera doitzea       | 10. Segurtasun islatzailea |
| 5. Tolesteko gailua                    |                            |
| 6. Aurreko gurpilen blokeatzeko botoia |                            |

## GLG

- |  |                             |
|--|-----------------------------|
| 1. Freo de man                           | 7. Asento                   |
| 2. Empuñadura                            | 8. Soporte lateral          |
| 3. Panca de bloqueo do freo              | 9. Respaldo                 |
| 4. Axuste de altura do manillar          | 10. Reflector de seguridade |
| 5. Dispositivo de pregado                |                             |
| 6. Botón de bloqueo das rodas dianteiras |                             |

## VAL

- |                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| 1. Fre de mà                      | 7. Seient                  |
| 2. Empunyadura                    | 8. Suport lateral          |
| 3. Palanca bloqueig fre           | 9. Respatller              |
| 4. Ajust de l'altura del manillar | 10. Reflector de seguretat |
| 5. Dispositiu de plegat           |                            |
| 6. Botó bloqueig rodes davanteres |                            |

## PT

1. Travão de mão
2. Cabo
3. Botão de bloqueio do travão
4. Regulação da altura do guiador
5. Dispositivo dobrável
6. Botão de bloqueio da roda dianteira
7. Assento
8. Suporte lateral
9. Apoio
10. Reflectante de segurança

## FR

1. Frein à main
2. Poignée
3. Bouton de verrouillage du frein
4. Réglage de la hauteur du guidon
5. Dispositif de pliage
6. Bouton de verrouillage roues avant
7. Siège
8. Accoudoir latéral
9. Dossier
10. Bande réfléchissante de sécurité

## IT

1. Freno a mano
2. Impugnatura
3. Leva blocco freno
4. Regolazione altezza manubrio
5. Dispositivo di chiusura
6. Pulsante blocco ruote anteriori
7. Sedile
8. Supporto laterale
9. Schienale
10. Catarifrangente di sicurezza

## DE

1. Handbremse
2. Handgriff
3. Bremsverriegelungshebel
4. Lenker-Höhenverstellung
5. Faltvorrichtung
6. Vorderräder-Blockierknopf
7. Sitz
8. Seitenstütze
9. Rückenlehne
10. Sicherheitsreflektor



Freno de mano ruedas traseras / Fre de mà rodes del darrere  
Rear wheel hand brake / Atzeko gurpilen eskuko balazta /  
Freio de man rodas traseiras / Fre de mà rodes del darrere /  
Travão de mão rodas traseiras / Frein à main roues arrière /  
Freno a mano ruote posteriori / Handbremse Hinterräder




Bloqueo de las ruedas traseras / Bloqueig de les rodes  
posteriors / Rear wheel lock / Atzeko gurpilen blokeoa  
Bloqueo das rodas traseiras / Bloqueig de les rodes  
posteriors / Bloqueio das rodas traseiras / Blocage  
des roues arrière / Blocco delle ruote posteriori /  
Hinterradbremse



Desbloqueo de las ruedas traseras / Desbloqueig de les rodes posteriors / Rear wheel unlock / Atzeko gurpilen desblokeoa / Desbloqueo das rodas traseiras / Desbloqueig de les rodes posteriors / Desbloqueo das rodas traseiras / Déblocage des roues arrière / Sblocco delle ruote posteriori Hinterradentriegelung



Bloqueo de las ruedas delanteras / Bloqueig de les rodes davanteres / Front wheel lock / Aurreko gurpilen blokeoa / Bloqueo das rodas dianteiras / Bloqueig de les rodes davanteres / Bloqueo das rodas dianteiras / Blocage des roues avant / Blocco delle ruote anteriori / Vorderradbremse



Empuñadura ajustable en altura / Empunyadura ajustable en alçada / Height-adjustable handle / Altueran doitutako heldulekua / Empuñadura axustable en altura / Empunyadura ajustable en alçada / Punho ajustável em altura / Poignée réglable en hauteur / Impugnatura regolabile in altezza  
Höhenverstellbarer Griff



Asiento - Tapa portaobjetos / Seient - Tapa portaobjectes  
Seat - Storage lid / Eserlekua - Objektuen estalkia / Asento -  
Tapa portaobxectos / Seient - Tapa portaobjectes  
Assento - Tapa do compartimento / Siège - Couvercle du  
compartiment / Seduta - Coperchio portaoggetti  
Sitz - Abdeckung des Aufbewahrungsfachs



Bolsa extraible / Bossa extraibile / Removable bag / Poltsa atera  
daitekeena / Bolsa extraible / Bossa extraibile / Bolsa removível  
Sac amovible / Borsa rimovibile / Abnehmbare Tasche

26 L



Dispositivo de plegado compacto / Dispositiu de plegat compacte / Compact folding device / Toltze trinkoaren gailua / Dispositivo de pregado compacto / Dispositiu de plegat compacte / Dispositivo de dobragem compacta / Dispositif de pliage compact / Dispositivo di chiusura compatta / Kompaktklappvorrichtung



Especificaciones / Especificacions / Specifications  
Zehaztapenak / Especificacions / Especificacions  
Especificações / Spécifications / Specifiche / Spezifikationen



7,8 kg



max. 100 kg



playcare

Conserve su recibo de compra para poder ejercer sus derechos como consumidor. La empresa se reserva el derecho a realizar modificaciones en el producto con respecto a lo descrito en este manual de instrucciones.

El mal funcionamiento causado por desastres naturales, mantenimiento por parte de una fábrica no original, modificación propia, no es aplicable a la garantía. Este producto se utiliza como auxiliar para caminar, no apto para personas que no pueden caminar de forma autónoma.

Para personas con problemas de visión, dislexia o discapacidades cognitivas, comparta las instrucciones con los miembros de la familia. Antes de usar, asegúrese de que todas las funciones funcionen bien. Deje de usarlo si el carro se encuentra dañado o funciona mal y comuníquese con el distribuidor autorizado. Este andador está destinado a ser utilizado en interiores y por usuarios con un peso máximo de 100 kg. El peso máximo de carga en la cesta es de 5 kg. Tenga cuidado y use el sistema de frenos cuando camine en la rampa. No almacene en un lugar con luz solar directa y calor/humedad, para evitar el mal funcionamiento o la deformación. No lo use en una rampa o en un lugar con diferencia de nivel en días lluviosos o suelo resbaladizo. El uso incorrecto puede provocar una situación peligrosa: no utilice los productos para transportar a una persona.



Por favor, consulte los Términos y Condiciones de la Garantía en [www.playcare.es](http://www.playcare.es)

Instrucciones de lavado:

Lea atentamente la etiqueta de lavado.

No utilice disolventes ni lejía que puedan dañar los materiales.

Las partes metálicas y plásticas se pueden lavar a mano con agua tibia y jabón neutro. No utilice sustancias agresivas.

Seque cuidadosamente el marco del carro después del contacto con agua (o lluvia) para evitar la humedad.

No modifique ni desmonte el marco del carro para evitar daños o mal funcionamiento.

Conserveu el rebut de compra per poder exercir els vostres drets com a consumidor. L'empresa es reserva el dret de fer modificacions en el producte respecte al que es descriu en aquest manual d'instruccions. El mal funcionament causat per desastres naturals, manteniment per part d'una fàbrica no original o modificacions pròpies no s'aplica a la garantia. Aquest producte s'utilitza com a ajuda per caminar, no és apte per a persones que no poden caminar de forma autònoma.

Per a persones amb problemes de visió, dislèxia o discapacitats cognitives, compartiu les instruccions amb els membres de la família. Abans de fer-lo servir, assegureu-vos que totes les funcions funcionin correctament. Deixeu d'utilitzar-lo si el carro està danyat o funciona malament, i contacteu amb el distribuïdor autoritzat. Aquest caminador està destinat a ser utilitzat en interiors i per usuaris amb un pes màxim de 100 kg. El pes màxim de càrrega a la cistella és de 5 kg. Tingueu cura i utilitzeu el sistema de frens quan camineu per una rampa. No l'emmagatzemeu en un lloc amb llum solar directa ni calor/humitat, per evitar mal funcionament o deformació. No l'utilitzeu en una rampa o lloc amb diferències de nivell en dies plujosos o terres relliscosos. L'ús incorrecte pot provocar situacions perilloses: no utilitzeu el producte per transportar persones.



Consulteu els Termes i Condicions de la Garantia a [www.playcare.es](http://www.playcare.es)

#### Instruccions de rentat:

Llegiu atentament l'etiqueta de rentat.

No utilitzeu dissolvents ni lleixiu que puguin fer malbé els materials.

Les parts metàl·liques i plàstiques es poden rentar a mà amb aigua tèbia i sabó neutre. No utilitzeu substàncies agressives.

Assequeu acuradament el bastidor del carro després del contacte amb aigua (o pluja) per evitar humitats.

No modifiqueu ni desmunteu el bastidor del carro per evitar danys o mal funcionament.

Keep your purchase receipt to exercise your rights as a consumer. The company reserves the right to make changes to the product from what is described in this instruction manual.

Malfunctions caused by natural disasters, maintenance by a non-original factory, or self-modifications are not covered by the warranty. This product is intended as a walking aid and is not suitable for individuals who cannot walk independently.

For people with vision problems, dyslexia, or cognitive disabilities, share the instructions with family members.

Before use, ensure that all functions work properly. Stop using it if the walker is damaged or malfunctions, and contact the authorized dealer.

This walker is intended for indoor use and for users with a maximum weight of 100 kg. The maximum load in the basket is 5 kg. Be cautious and use the brake system when walking on a ramp. Do not store in direct sunlight or in hot/humid areas to avoid malfunction or deformation. Do not use on ramps or uneven surfaces in rainy weather or slippery ground. Improper use may cause dangerous situations: do not use the product to carry a person.



Please refer to the Warranty Terms and Conditions at [www.playcare.es](http://www.playcare.es)

**Washing instructions:**

Read the care label carefully.

Do not use solvents or bleach that could damage the materials.

Metal and plastic parts can be hand-washed with warm water and mild soap. Do not use harsh substances.

Dry the cart frame thoroughly after contact with water (or rain) to prevent moisture.

Do not modify or disassemble the frame to avoid damage or malfunction.

Gorde erosketaren tiketa kontsumitzaile gisa dituzun eskubideak baliatu ahal izateko. Enpresak eskubidea du produktuan aldaketak egiteko, eskuliburuan deskribatutakotik aldentuta.

Hondamendi naturalek, jatorrizkoak ez diren lantegietan egindako mantentze-lanek edo norberak egindako aldaketek eragindako akatsak ez dira bermearekin estaltzen. Produktu hau oinez ibiltzeko laguntza gisa erabiltzeko da, eta ez da egokia autonomiaz ibiltzeko gai ez diren pertsonentzat.

Ikusmen-arazoak, dislexia edo gaitasun kognitibo mugatuak dituztenentzat, partekatu argibideak familiako kideekin.

Erabili aurretik, ziurtatu funtzio guztiak ondo dabiltzala. Ez erabili orgatxo hondatuta badago edo gaizki dabil, eta jarri harremanetan baimendutako banatzailearekin. Ibilgailu hau barne-erabilerarako da, eta gehienez 100 kg-ko erabiltzaileentzat. Sasketan gehienez 5 kg karga onartzen da. Ibilgailua aldapan erabiltzerakoan, kontuz ibili eta erabili balazta-sistema.

Ez gorde eguzki zuzenaren eraginpean edo bero/higidura handiko lekuetan, akatsak edo deformatzeak ekiditeko. Ez erabili aldapetan edo desnibelak dauden lekuetan egun euritsuetan edo labainkorrean. Erabilera okerrak egoera arriskutsuak sor ditzake: ez erabili pertsonak garraiatzeko.



Mesedez, kontsultatu Berme Baldintzak [www.playcare.es](http://www.playcare.es) webgunean.

Garbiketa-argibideak:

Irakurri arretaz garbiketa-etiketa..

Ez erabili disolbatzaileak edo materialak kaltetu ditzaketen lixiba.

Metalezko eta plastikozko piezak eskuz garbitu daitezke ur epelarekin eta xaboi neutroarekin. Ez erabili substantzia gogorrak.

Lehortu orgatxoaren egitura urarekin (edo euriaren) kontaktuan egon ondoren hezetasuna saihesteko.

Ez aldatu edo desmuntatu orgatxoaren egitura kalteak edo akatsak saihesteko.

Conserve o recibo de compra para poder exercer os seus dereitos como consumidor. A empresa resérvase o dereito a realizar modificacións no produto con respecto ao descrito neste manual de instrucións. O mal funcionamento causado por desastres naturais, mantemento por parte dunha fábrica non oficial ou modificacións propias non está cuberto pola garantía. Este produto úsase como axuda para camiñar, non é apto para persoas que non poden camiñar de forma autónoma. Para persoas con problemas de visión, dislexia ou discapacidades cognitivas, comparta as instrucións cos membros da familia. Antes de usar, asegúrese de que todas as funcións funcionen correctamente. Deixe de usalo se o carro está danado ou falla e pónase en contacto co distribuidor autorizado. Este andador está deseñado para uso interior e para usuarios cun peso máximo de 100 kg. O peso máximo de carga na cesta é de 5 kg. Teña coidado e use o sistema de freos ao camiñar por unha rampa. Non o garde nun lugar con luz solar directa e calor/humidade, para evitar o mal funcionamento ou a deformación. Non o use en ramplas ou lugares con desnivel en días de choiva ou chans esvaradíos. O uso incorrecto pode provocar situacións perigosas: non use o produto para transportar persoas.



Consulte os Termos e Condicións da Garantía en [www.playcare.es](http://www.playcare.es)

#### Instrucións de lavado:

Lea atentamente a etiqueta de lavado.

Non use disolventes nin lixivia que poidan danar os materiais.

As pezas metálicas e plásticas poden lavarse a man con auga morna e xabón neutro. Non use substancias agresivas.

Seque ben a estrutura do carro tras o contacto con auga (ou choiva) para evitar a humidade.

Non modifique nin desmante a estrutura para evitar danos ou fallos.

Conserveu el rebut de compra per poder exercir els vostres drets com a consumidor. L'empresa es reserva el dret de fer modificacions en el producte respecte al que es descriu en aquest manual d'instruccions. El mal funcionament causat per desastres naturals, manteniment per part d'una fàbrica no original o modificacions pròpies no s'aplica a la garantia. Aquest producte s'utilitza com a ajuda per caminar, no és apte per a persones que no poden caminar de forma autònoma.

Per a persones amb problemes de visió, dislèxia o discapacitats cognitives, compartiu les instruccions amb els membres de la família. Abans de fer-lo servir, assegureu-vos que totes les funcions funcionin correctament. Deixeu d'utilitzar-lo si el carro està danyat o funciona malament, i contacteu amb el distribuïdor autoritzat. Aquest caminador està destinat a ser utilitzat en interiors i per usuaris amb un pes màxim de 100 kg. El pes màxim de càrrega a la cistella és de 5 kg. Tingueu cura i utilitzeu el sistema de frens quan camineu per una rampa. No l'emmagatzemeu en un lloc amb llum solar directa ni calor/humitat, per evitar mal funcionament o deformació. No l'utilitzeu en una rampa o lloc amb diferències de nivell en dies plujosos o terres relliscosos. L'ús incorrecte pot provocar situacions perilloses: no utilitzeu el producte per transportar persones.



Consulteu els Termes i Condicions de la Garantia a [www.playcare.es](http://www.playcare.es)

#### Instruccions de rentat:

Llegiu atentament l'etiqueta de rentat.

No utilitzeu dissolvents ni lleixiu que puguin fer malbé els materials.

Les parts metàl·liques i plàstiques es poden rentar a mà amb aigua tèbia i sabó neutre. No utilitzeu substàncies agressives.

Assequeu acuradament el bastidor del carro després del contacte amb aigua (o pluja) per evitar humitats.

No modifiqueu ni desmunteu el bastidor del carro per evitar danys o mal funcionament.

Guarde o recibo de compra para poder exercer os seus direitos como consumidor. A empresa reserva-se o direito de fazer modificações no produto em relação ao descrito neste manual de instruções.

Mau funcionamento causado por desastres naturais, manutenção feita por fábrica não original ou modificações próprias não está coberto pela garantia. Este produto é utilizado como auxiliar para caminhar, não sendo adequado para pessoas que não conseguem caminhar de forma autónoma. Para pessoas com problemas de visão, dislexia ou deficiências cognitivas, partilhe as instruções com os membros da família.

Antes de usar, certifique-se de que todas as funções estão a funcionar corretamente. Pare de usá-lo se o carrinho estiver danificado ou com mau funcionamento e entre em contato com o distribuidor autorizado. Este andarilho é destinado ao uso em interiores e para utilizadores com peso máximo de 100 kg. O peso máximo da carga no cesto é de 5 kg. Tenha cuidado e utilize o sistema de travagem ao caminhar por rampas. Não o armazene em locais com luz solar direta, calor ou humidade, para evitar mau funcionamento ou deformação. Não o utilize em rampas ou locais com desníveis em dias de chuva ou pisos escorregadios. O uso incorreto pode causar situações perigosas: não utilize o produto para transportar pessoas.



Consulte os Termos e Condições da Garantia em [www.playcare.es](http://www.playcare.es)

Instruções de lavagem:

Leia atentamente a etiqueta de lavagem.

Não utilize solventes ou lixívia que possam danificar os materiais.

As partes metálicas e plásticas podem ser lavadas à mão com água morna e sabão neutro. Não utilize substâncias agressivas.

Seque cuidadosamente a estrutura do carrinho após contacto com água (ou chuva) para evitar a humidade.

Não modifique nem desmonte a estrutura para evitar danos ou mau funcionamento.

Conservez votre reçu d'achat afin de pouvoir faire valoir vos droits en tant que consommateur. L'entreprise se réserve le droit d'apporter des modifications au produit par rapport à ce qui est décrit dans ce manuel d'instructions.

Les dysfonctionnements causés par des catastrophes naturelles, un entretien réalisé par un atelier non agréé ou des modifications personnelles ne sont pas couverts par la garantie. Ce produit est un aide à la marche, il n'est pas adapté aux personnes ne pouvant pas marcher de façon autonome.

Pour les personnes ayant des troubles de la vision, une dyslexie ou des déficiences cognitives, partagez les instructions avec les membres de la famille.

Avant utilisation, assurez-vous que toutes les fonctions fonctionnent correctement. Arrêtez de l'utiliser si le chariot est endommagé ou présente un dysfonctionnement, et contactez le distributeur agréé. Ce déambulateur est destiné à un usage intérieur et à des utilisateurs dont le poids maximal est de 100 kg. Le poids maximum autorisé dans le panier est de 5 kg. Soyez prudent et utilisez le système de freinage en descente. Ne stockez pas à la lumière directe du soleil ou dans un endroit chaud/humide afin d'éviter toute défaillance ou déformation. N'utilisez pas l'appareil en pente ou sur des surfaces inégales par temps de pluie ou sur un sol glissant. Une mauvaise utilisation peut entraîner une situation dangereuse: n'utilisez pas ce produit pour transporter une personne.



Veillez consulter les Conditions Générales de Garantie sur [www.playcare.es](http://www.playcare.es)

Instructions de lavage :

Lisez attentivement l'étiquette d'entretien.

N'utilisez pas de solvants ni d'eau de Javel pouvant endommager les matériaux.

Les parties métalliques et plastiques peuvent être lavées à la main avec de l'eau tiède

et du savon neutre. N'utilisez pas de produits agressifs.

Séchez soigneusement le châssis après contact avec de l'eau (ou la pluie) pour éviter l'humidité.

Ne modifiez pas et ne démontez pas le châssis pour éviter les dommages ou dysfonctionnements.

Conservare lo scontrino d'acquisto per poter esercitare i propri diritti di consumatore. L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche al prodotto rispetto a quanto descritto nel presente manuale d'istruzioni. Il malfunzionamento causato da disastri naturali, manutenzione da parte di fabbriche non autorizzate o modifiche personali non è coperto dalla garanzia. Questo prodotto è un ausilio alla deambulazione e non è adatto a persone che non possono camminare autonomamente.

Per persone con problemi di vista, dislessia o disabilità cognitive, condividere le istruzioni con i familiari.

Prima dell'uso, assicurarsi che tutte le funzioni siano operative.

Interrompere l'uso in caso di danni o malfunzionamenti e contattare il rivenditore autorizzato. Questo deambulatore è destinato all'uso in ambienti interni e per utenti con un peso massimo di 100 kg. Il carico massimo del cestino è di 5 kg. Prestare attenzione e usare il sistema frenante quando si cammina su rampe. Non conservare in luoghi con luce solare diretta o caldo/umidità per evitare malfunzionamenti o deformazioni. Non utilizzare su rampe o superfici irregolari nei giorni di pioggia o su pavimenti scivolosi. Un uso scorretto può causare situazioni pericolose: non utilizzare il prodotto per trasportare persone.



Consultare i Termini e le Condizioni di Garanzia su [www.playcare.es](http://www.playcare.es)

Istruzioni di lavaggio:

Leggere attentamente l'etichetta.

Non usare solventi o candeggina che possano danneggiare i materiali.

Le parti metalliche e plastiche possono essere lavate a mano con acqua tiepida e sapone neutro. Non usare sostanze aggressive.

Asciugare con cura il telaio dopo il contatto con acqua (o pioggia) per evitare l'umidità.

Non modificare o smontare il telaio per evitare danni o malfunzionamenti.

Bewahren Sie Ihren Kaufbeleg auf, um Ihre Rechte als Verbraucher geltend zu machen. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, Änderungen am Produkt gegenüber der in dieser Anleitung beschriebenen Version vorzunehmen.

Fehlfunktionen durch Naturkatastrophen, Wartung durch nicht originale Werkstätten oder eigene Modifikationen sind nicht durch die Garantie abgedeckt. Dieses Produkt dient als Gehhilfe und ist nicht für Personen geeignet, die nicht selbstständig gehen können.

Für Personen mit Sehproblemen, Legasthenie oder kognitiven Beeinträchtigungen: Bitte teilen Sie die Anweisungen mit Familienmitgliedern.

Vor Gebrauch sicherstellen, dass alle Funktionen ordnungsgemäß funktionieren. Bei Schäden oder Fehlfunktionen nicht weiterverwenden und den autorisierten Händler kontaktieren. Dieser Rollator ist für die Verwendung in Innenräumen und für Benutzer mit einem maximalen Gewicht von 100 kg vorgesehen. Die maximale Belastung des Korbs beträgt 5 kg. Seien Sie vorsichtig und benutzen Sie das Bremssystem beim Gehen auf einer Rampe. Nicht in direktem Sonnenlicht oder bei Hitze/Feuchtigkeit lagern, um Fehlfunktionen oder Verformungen zu vermeiden. Nicht auf Rampen oder unebenen Flächen an regnerischen Tagen oder bei rutschigem Boden verwenden. Unsachgemäße Verwendung kann gefährlich sein: Verwenden Sie das Produkt nicht zum Transport einer Person.



Bitte beachten Sie die Garantiebedingungen unter [www.playcare.es](http://www.playcare.es)

Waschanleitung:

Lesen Sie das Pflegeetikett sorgfältig.

Keine Lösungsmittel oder Bleichmittel verwenden, die die Materialien beschädigen könnten.

Metall- und Kunststoffteile können von Hand mit warmem Wasser und neutraler Seife gereinigt werden. Keine aggressiven Substanzen verwenden.

Trocknen Sie den Rahmen nach dem Kontakt mit Wasser (oder Regen) gründlich ab, um Feuchtigkeit zu vermeiden.


Verändern oder zerlegen Sie den Rahmen nicht, um Schäden oder Fehlfunktionen zu vermeiden.



---

Imported by:  PLAY S.A.  
Pol. Ind. Riera de Caldes  
Ronda Boada Vell, 6  
08184 Palau-solità i Plegamans  
Barcelona (Spain)  
Tel.: +34 938 64 80 27  
informacion@play.es  
www.playgrouponline.com

Basic UDI-DI: 08425858367440

 NINGBO NEWKIND HOME CARE CO., LTD.  
Room 1102, Building 2, INSURANCE INDUSTRY PARK,  
172  
Huxia Road Xiaying Street, Yinzhou area,  
315104 Ningbo, China



# playgroup

PLAY S.A.

Ronda Boada Vell, 6

08184 Palau-solità i Plegamans

Barcelona (Spain)

Tel: +34 938 648 027

informacion@play.es

[www.playgrouponline.com](http://www.playgrouponline.com)

