

GEEMARC

CLEAR SOUND™

HEAR THE DIFFERENCE

# PhotoPHONE

English

Français

Deutsch





!!!User manual to read carefully before start to use!!!

!!!Manuel d'utilisation à lire impérativement avant la mise en service!!!

!!! Bevor Ihr neues Telefongerät zu benutzen, bitte lesen Sie dies Benutzerhandbuch sehr sorgfältig!!!

**CAUTION:** this telephone is specifically designed for the people with hearing difficulties and is provided with a handset earpiece volume control for individual requirements. Due care must be taken by all users that the handset earpiece volume control is set to the lowest level acceptable by each respective user. Care should therefore be exercised to ensure that any naive users are familiar with this requirement.

**ATTENTION:** Ce téléphone peut être destiné aux personnes ayant des problèmes auditifs. il possède un écouteur a volume variable. A la première utilisation, assurez vous que le volume soit réglé au minimum. Les personnes malentendantes pourront par la suite augmenter le volume pour l'adapter à leur besoin.

**WARNUNG:** Dieses Telefon wurde speziell für schwerhörige Personen konzipiert und besitzt eine auf die individuellen Bedürfnisse einstellbare Hörerlautstärke. In Folge dessen sollten alle Nutzer darauf achten, dass der Lautstärkereglер des Hörers, in Rücksicht auf andere Nutzer, auf das niedrigste Niveau gestellt wird. Es ist darauf zu achten, dass unwissende Benutzer mit der Handhabung dieser Apparatur vertraut gemacht werden.

## INDEX

<b>Description</b>	<b>7-8</b>
<b>Setting up</b>	
- Connecting the telephone	9
- Ringer settings	9
- T/P switch	11
- Time break recall switch	11
- Wall mounting	11
- Desk support	13
<b>Volume and tone adjustment</b>	
- Receiving volume and tone	14
- Sending volume level adjustment	15
<b>Using the phone</b>	
- Answering incoming call	16
- Making a call	16
- Last number redial	16
- Recall, * & # buttons	17
- Mute button	17
- Storing telephone numbers	18
- Dialling stored number	19
<b>General information</b>	<b>20</b>

## SOMMAIRE

<b>Description</b>	<b>21-22</b>
<b>Installation</b>	
- Raccordements	23
- Réglage de la sonnerie	23
- Multifréquences ou décimale	25
- Interrupteur 300ms/100ms	25
- Montage mural	25
- Position bureau	27
<b>Réglage du volume et de la tonalité</b>	
- Volume et tonalité de réception	28
- Réglage du volume d'émission	29
<b>Utilisation</b>	
- Recevoir un appel	30
- Appeler	30
- Rappel du dernier numéro	30
- Touches R, * & #	31
- Fonction secret	31
- Mémoriser un numéro de téléphone	32
- Appel d'un numéro en mémoire	33
<b>Informations générales</b>	<b>34</b>


## INHALT

<b>Beschreibung aufbau</b>	<b>35-36</b>
- Anschließen des Telefons	37
- Einstellen des Klingeltons	37
- Schalter T/P	39
- Schalter für Einstellung der Flashzeit	39
- Wandinstallation	39
- Tischstütze	41
<b>Einstellen der Lautstärke sowie der Hohen und tiefen</b>	
- Empfangslautstärke und -ton	42
- Einstellung der Sendelautstärke	43
<b>Benutzung des telefons</b>	
- Annahme eingehender Anrufe	44
- Einen Anruf tätigen	44
- Wahlwiederholung der zuletzt gewählten Rufnummer	44
- R-Taste, Tasten * & #	45
- Stummtaste	45
- Speichern von Telefonnummern	46
- Wählen einer gespeicherten Rufnummer	47
<b>Allgemeine Informationen</b>	<b>48</b>


# Description



# Description



(\*) Classified TNV-3 according to EN60950 standard.





## 1 - CONNECTING THE TELEPHONE

- Connect the handset cord.
- Open the battery compartment.

Insert 4 alkaline batteries without mercury (Type AAA 1.5V, not supplied) in the compartment (\*). Batteries are required if you wish to increase the ringer level up to 10 dB.


Snap the battery door back in place.

- Connect the line cord plug to the line socket on the base (\*).

Connect the other end of the line cord to the PTT socket. (\*)

## 2 - RINGER SETTINGS

A switch located on the upper side allows the ringer to be switched HI,LOW,OFF:

 : Off,

 : Low,


 : Hi

# Setting up

Your phone comes with the ringer switched to «High» and the melody set to «6»:

	Low	Mid	High
Melody 1	1	2	3
Melody 2	4	5	6 (by default)
Melody 3	7	8	9

If you don't like the ringer melody, you can choose a new one by changing the settings as per instructions below:

- Lift the handset.
- Press  button.
- Press # button.
- Press any of the 1 - 9 dial keys.

The new ringer settings will be activated with the next incoming call.

**Note:** The ringer level will be increased up to 10 dB if you insert batteries.

(\*) Classified TNV-3 according to EN60950 standard.

### 3 - TONE/PULSE SWITCH (T/P)

The Tone/Pulse switch is factory pre-set to Tone position (T). In UK, all telephone exchanges now use Tone dialling. If your phone does not dial out, it is probably being used from an older private switch-board (PBX). In this case, the Tone/Pulse switch must be moved to Pulse.

### 4 - TIME BREAK RECALL (TBR) SWITCH

For UK, the TBR switch should be set to 100 mS. It can be switched to 300 mS for other locations or PBX's.

**Note: If you are using your CL1100 with a hearing aid, set your hearing aid to “T” position.**

### 5 - WALL MOUNTING

To wall-mount your telephone, slide out the clip, turn and slide back into the wall mounting position

# Setting up

(located in the base unit, just below the ear piece). This will ensure that the handset stays firmly in position.

Step 1





Step 2



Step 3




Make 2 vertical holes in the wall 80mm apart, insert wall plugs and wall mounting screws. The screws should protrude from the wall by 6-7 mm. Place the phone onto the screw-heads and slide down to secure.



## 6 - DESK SUPPORT

The phone can be used on the flat position or raised with the desk support. The desk support will give you the best viewing angle.


To fit the desk support, insert the two upper hooks into the openings provided and push the support firmly home.





# Tone and volume adjustment


## 1-RECEIVING VOLUME AND TONE ADJUSTMENT

You can adjust the receiving volume and tone according to your own hearing requirements.


The button  allows extra volume and tone functions to be activated or deactivated during the conversation.

Tone and volume adjustment (15dB to 30dB) is only activated when the switch  located at the upper side of your phone is set to **ON**. When this button is set to **OFF** only the volume can be adjusted from 0dB to 15dB.

When the function is activated, the red light of extra receiving and tone function button  is lit.


**Note:** When the tone (treble), earpiece volume and sending levels are set to the maximum, whistling may occur. If whistling occurs the sending level settings should be decreased with the switch 

Adjust the **TONE** and **VOLUME** buttons to fit the levels to your own hearing requirements.



## 2 - SENDING VOLUME LEVEL ADJUSTMENT

If your voice is quiet or called parties have difficulty hearing you, you can increase the sending level volume with the switch located on the upper side. You can also decrease the sending volume if required.



# Using the phone


## 1 - ANSWERING INCOMING CALLS

- When an incoming call is received the phone will ring and the incoming call indicator will flash. To answer the call lift the handset and speak.
- On completion of the call, carefully replace the handset in the cradle to release the line.

## 2 - MAKING A CALL

- Lift the handset.
- Await the dial tone and dial required number.
- On completion of the call, carefully replace the handset in the cradle.

## 3 - LAST NUMBER REDIAL



- Lift the handset.
- Await the dial tone and press  button.
- A previously dialled number will be automatically redialled (not in use for memory numbers).



## 4 - RECALL, \* & # BUTTONS

These are used with the new services provided on digital exchanges. For details please contact your network operator.

## 5 - MUTE BUTTON

If you wish to speak privately to someone else in the room without your caller overhearing, press and hold the  button. You will still be able to hear the callers but they cannot hear you during the mute operation. To resume normal conversation, release the  button.

## 6 - STORING TELEPHONE NUMBERS

Your telephone can store 9 direct memories. To store a number please follow instructions below:

- Lift the handset.- Press → button.
- Press **M1**, **M2**, ... **M9** to locate the number.
- Dial the number.
- Press again → button.

Numbers will be lost after few hours if you disconnect your phone. Entering a new number in the same location will automatically erase the previous number.



You can insert your contact's photo here.

## 7- DIALING STORED NUMBERS

- Lift the handset and await the dial tone.
- Press the appropriate location button M1,M2 ...M9 and the number stored in this location will be dialed automatically.



Parc de l'Etoile  
2, rue Galilée  
59760 Grande Synthe  
TEL. SERVICE APRES VENTE :  
03 28 58 75 99  
[www.geemarc.com](http://www.geemarc.com)

# General informations



## RECYCLING DIRECTIVES

The WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) has been put in place for the products in end of life are recycled in the best way.

When this product is out of order, please do not put in you domestic waste bin. Please use one of the following disposal options :

- Remove the batteries and deposit them in an appropriate WEEE skip.
- Or hand the old product to the retailer. If you purchase a new one, they should accept it.

Thus if you respect these instructions you ensure human health and environmental protection.

## GUARANTEE

From the moment your Geemarc product is purchased, Geemarc guarantee it for the period of one year. During this time, all repairs or replacements (at our option) are free of charge. Should you experience a problem then contact our helpline or visit our website at [www.geemarc.com](http://www.geemarc.com). The guarantee does not cover accidents, negligence or breakages to any parts. The product must not be tampered with or taken apart by anyone who is not an authorised Geemarc representative. The Geemarc guarantee in no way limits your legal rights.

**IMPORTANT: YOUR RECEIPT IS PART OF YOUR GUARANTEE AND MUST BE RETAINED AND PRODUCED IN THE EVENT OF A WARRANTY CLAIM**

**Please note:** The guarantee applies to the United Kingdom only.

**Declaration :** Hereby Geemarc Telecom SA declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the Radio and Telecommunications Terminal Equipment Directive 1999/5/EEC and in particular article 3 section 1a, 1b and section 3.

**Telephone connection :** Voltages present on the telecommunication network are classified TNV-3 (Telecommunication Network Voltage) according to the EN60950 standard.


The telephone does not operate if the line current is lower than 18 mA.




# Description



# Description



(\*) Classée TRT-3 selon la norme EN60950



## 1 - RACCORDEMENTS

- Branchez le cordon du combiné.
- Ouvrez le compartiment à piles situé en dessous de votre téléphone.

Insérez 4 piles (type AAA 1.5V alcalines), non fournies dans le compartiment (\*). Les piles sont nécessaires si vous désirez augmenter le niveau de sonnerie de 10 dB.

Remplacez le couvercle du compartiment à piles.

- Branchez le cordon de ligne. (\*)

## 2 - REGLAGE DE LA SONNERIE

Un commutateur situé à l'arrière de l'appareil permet de régler la sonnerie:

 : désactivée,  : faible,  : forte

Votre téléphone est positionné sur sonnerie "forte" par défaut.

Si la sonnerie ne vous convient pas, sélectionnez un nouveau réglage parmi les 9 proposés ci-dessous:

	Faible	Moyen	Fort
Melodie 1	1	2	3
Melodie 2	4	5	6(par défaut)
Melodie 3	7	8	9

Suivez la procédure décrite ci-dessous pour changer le réglage :

- Décrochez le combiné.
- Appuyez sur la touche  $\Rightarrow$  (12).
- Appuyez sur la touche #.
- Appuyez sur un chiffre de 1 à 9.

**Note:** Si vous insérez des piles, le niveau de sonnerie sera augmenté de 10 dB.



### **3 - MULTIFREQUENCES OU DECIMALE? (T/P)**

Au moment de sa livraison, votre téléphone est en mode multifrequences (**T**). Si le central téléphonique dont vous dépendez fonctionne en mode décimale (**P**), vos appels n'aboutiront pas, il vous suffit alors de commuter l'interrupteur **T/P** sur la position **P** pour remédier à ce problème.

### **4 - INTERRUPTEUR 300/100ms**

Cet interrupteur (34) doit être positionné sur 300 pour la France, il peut être positionné sur 100 pour d'autres pays ou utilisation avec un PABX.

### **5 - MONTAGE MURAL**

Pour maintenir votre combiné en position verticale, retirez l'ergot situé sur la base, le tourner et le réinsérer.

# Installation


Step 1



Step 2



Step 3



Préparez la fixation murale en plaçant 2 vis au mur d'entraxe vertical 80 mm. Vous pouvez vous aider du gabarit de perçage fourni.

Laissez dépasser les vis de 6-7mm. Faites glisser ensuite votre téléphone dans les têtes de vis.




## 6 - POSITION BUREAU

Votre téléphone peut être utilisé à plat sur votre bureau ou avec son socle "bureau" fourni.


Le socle bureau donne un meilleur angle de vu sur le clavier.

Voir la photo ci-dessous pour vous aider à monter le socle.






# Réglage du volume et de la tonalité

## 1 - REGLAGE DU VOLUME ET DE LA TONALITE DE RECEPTION


Vous pouvez amplifier le volume et régler la tonalité de réception de votre combiné. Appuyez sur la touche  pour activer ou de désactiver le correcteur de réception durant la conversation.

Le réglage de la tonalité et du volume (de 15dB à 30 dB) n'est activé que lorsque la touche est sur **ON**. Lorsque cette touche est sur **OFF** seul le volume peut être réglé de 0dB à 15dB.

Lorsque la fonction est activée, le voyant rouge du correcteur de réception situé en haut de la touche  est allumé.

**Note:** Des sifflements dans l'écouteur peuvent apparaître dans certaines configurations de réglage (tonalité des aigus, volume de réception et volume d'émission au max), dans ce cas diminuez le niveau d'émission avec l'interrupteur . L'interrupteur  sur **ON** situé à l'arrière de l'appareil active automatiquement la correction à chaque décroché de votre combiné.

Les touches **TONE** et **VOLUME**, vous permettent de corriger la tonalité et le volume de réception.



## 2 - REGLAGE DU VOLUME D'EMISSION

Si votre correspondant vous entend faiblement, vous pouvez augmenter le volume d'émission à l'aide du commutateur situé à l'arrière de l'appareil.

Vous pouvez aussi diminuer le volume d'émission avec ce commutateur.




## 1 - RECEVOIR UN APPEL

- Lorsque vous recevez un appel, le téléphone sonne et le flash lumineux de sonnerie de votre téléphone clignote, décrochez le combiné pour parler à votre correspondant.
- La conversation terminée, raccrochez le combiné pour libérer la ligne.

## 2 - APPELER

- Décrochez le combiné.
- Composez le numéro de votre correspondant.
- La conversation terminée, raccrochez le combiné pour libérer la ligne.

## 3 - RAPPEL DU DERNIER NUMERO



- Décrochez le combiné.
- Appuyez sur la touche  le numéro de votre correspondant se recompose automatiquement (ne fonctionne pas pour les numéros en mémoire).

## 4 - TOUCHES R,\* & #

Touches d'accès aux Services de France Télécom (Signal d'Appel, Conversation à Trois).



## 5 - FONCTION SECRET

Cette touche permet de couper ponctuellement le microphone en cours de communication.

- Appuyez et maintenez enfoncé la touche . Votre correspondant ne vous entend plus.
- Relâchez la touche  pour rétablir la conversation.

## 6 - MEMORISER UN NUMERO DE TELEPHONE

Votre téléphone possède 9 mémoires directes  
Suivez la procédure décrite pour mémoriser vos numéros:

- décrochez le combiné.
- Appuyez sur la touche .
- Appuyez sur une des touches **M1, M2, ... M9** pour enregistrer votre numéro.
- composez le numéro.
- Appuyez à nouveau sur la touche .

Les numéros seront perdus après quelques heures si vous déconnectez votre téléphone.

Un nouvel enregistrement dans une mémoire efface le précédent.



Vous pouvez insérer une photo ou tout autre aide mémoire ici.



## 7 - APPEL D'UN NUMERO EN MEMOIRE

- Décrochez le combiné.
- Appuyez sur une des touches **M1, M2, ... M12** et le numéro se recompose automatiquement.



Parc de l'Etoile  
2, rue Galilée  
59760 Grande Synthe  
TEL. SERVICE APRES VENTE :  
03 28 58 75 99  
[www.geemarc.com](http://www.geemarc.com)

# Informations générales

**Recommandations pour le recyclage** : la directive DEEE (Déchet d'Équipement Électrique et Electronique) a été mise en place dans le but d'assurer la collecte sélective en vue de la valorisation, réutilisation ou recyclage des produits en fin de vie.



Lorsque votre produit ne fonctionne plus, ne le jeter pas dans votre poubelle ménagère.

Suivez l'une des procédures décrite ci-dessous:

- Déposez les piles et votre ancien appareil dans un lieu de collecte approprié.
- Ou rappez votre ancien appareil chez le distributeur qui vous vendra le nouveau. Il devra l'accepter.

Ainsi, si vous respectez ces instructions vous faites un geste pour l'environnement et vous contribuez à la préservation des ressources naturelles et à la protection de la santé humaine.

**Garantie** : Cet appareil est garanti 2 ans pièces et main-d'oeuvre. La date d'achat figurant sur le ticket de caisse fera foi. Cette garantie s'exerce sous réserve d'une utilisation normale de l'appareil. Les dommages occasionnés par les surtensions électriques, la foudre ou par un choc sur l'appareil ne peuvent en aucun cas être couverts par la garantie. En cas de problème fonctionnel rapprochez-vous de votre point de vente.

**Raccordement téléphonique** : les tensions présentes sur ce réseau sont classées TRT-3 (Tension de Réseau de Télécommunication) au sens de la norme EN60950.

Ce produit respecte les exigences de compatibilité électro-magnétique et de sécurité électrique demandées par la directive européenne RTTE. Par ailleurs, il est compatible avec les différents réseaux téléphoniques européens (normes TBR21/37/38). Le fonctionnement de l'appareil n'est pas garanti si le courant de ligne est inférieur à 18 mA.



# Beschreibung

Blitzlicht für Anrufsignalisierung

Direktwahltasten

Einstellung Hoch-/Tieftöne

Einstellung empfangslautstärke

Aktivierung Hörverstärkung und Toneinstellung

Speichertaste


R-Taste

Stummtaste


Wahlwiederholung



# Beschreibung



(\*) wird gemäß Standard EN60950 als TNV-3 eingestuft



## 1 – ANSCHLIESSEN DES TELEFONS

- Schließen Sie das Telefonhörer Kabel an.
- Öffnen Sie das Batteriefach.

Legen Sie 4 Micro (AAA) Alkalibatterien (nicht im Lieferumfang) in das Batteriefach ein (\*). Falls Sie die Klingellautstärke auf 10 dB erhöhen möchten, sind Batterien erforderlich.

Lassen Sie die Abdeckung des Batteriefachs wieder einschnappen.

- Stecken Sie den Stecker des Telefonkabels in die Buchse am Telefon (\*).

Stecken Sie das andere Ende des Telefonkabels in die Telefondose (\*).

(\* ) wird gemäß Standard EN60950 als TNV-3 eingestuft

## 2 – KLINGELTONEINSTELLUNGEN

Ein Schalter an der rechten Seite des Gerätes ermöglicht die Einstellung des Klingeltons auf Hoch (HI), Niedrig (LOW) oder Aus (OFF).

 : Aus (OFF)


 : Niedrig (LOW)

 : Hoch (HI)

Das Telefon ist ab Werk auf die Klingellautstärke „hoch“ und die Melodie „6“ eingestellt.

	Niedrig	Mittel	Hoch
Melodie 1	1	2	3
Melodie 2	4	5	6 <sub>(voreingestellt)</sub>
Melodie 3	7	8	9

Wenn Ihnen die Klingeltonmelodie nicht gefällt, können Sie durch Änderungen an der Einstellung, wie unten beschrieben, eine neue auswählen:

- Heben Sie den Telefonhörer ab.
- Drücken Sie die Taste .
- Drücken Sie die Taste #.
- Drücken Sie eine der Tasten 1 - 9.

Die neuen Klingeltoneinstellungen werden mit dem nächsten eingehenden Anruf aktiviert.

**Hinweis:** Wenn Sie Batterien einsetzen, kann die Klingeltonlautstärke auf bis zu 10 dB erhöht werden.

### 3 – SCHALTER FÜR TON/PULSWAHL (T/P)

Der Schalter Ton-/Pulswahl ist bei Lieferung auf die Position Tonwahl (T) voreingestellt. In Deutschland funktionieren inzwischen alle Anschlüsse mit Tonwahl. Wenn Sie mit Ihrem Telefon keine externe Verbindung aufnehmen können, wird Ihr Telefon wahrscheinlich mit einer älteren, privaten Telefonanlage verwendet. In diesem Fall muss der Schalter Ton-/Pulswahl auf Pulswahl (Pulse) eingestellt werden.

### 4 – SCHALTER FÜR DIE FLASH-ZEIT

Für Deutschland sollte der TBR-Schalter auf 300 ms gestellt werden. In anderen Ländern oder bei Problemen beim Verbinden bei Telefonanlagen kann die Flashzeit auch auf 100 ms gestellt werden.

**Hinweis** : Wenn Sie Ihr Fototelefon mit einem Hörgerät verwenden, stellen Sie Ihr Hörgerät auf die Position „T“.

### 5 - WANDMONTAGE

Um Ihr Telefon an der Wand zu montieren, ziehen Sie den Clip (befindet sich an der Basisstation, direkt unter dem Hörer) heraus, drehen ihn und stellen ihn in die Position zur Wandbefestigung.

Das stellt sicher, dass der Hörer nicht aus der Halterung herausrutscht.

Schritt 1



Schritt 2



Schritt 3



Bohren Sie 2 Löcher mit einem Abstand von 80mm in die Wand, stecken Sie die Dübel und die Befestigungsschrauben hinein. Die Schrauben sollten dabei 6-7 mm von der Wand abstehen. Platzieren Sie das Telefon auf den Schraubenköpfen und schieben Sie es nach unten, um es abzusichern






## 6 - TISCHSTÜTZE

Das Telefon kann in der ebenen Position oder erhöht auf der Tischstütze verwendet werden. Mit der Tischstütze erhalten Sie den besten Sichtwinkel.


Um die Tischstütze zu befestigen, stecken Sie die beiden oberen Haken in die vorgesehenen Öffnungen und drücken die Stütze fest zurück.





# Einstellen der Hörerlautstärke, sowie der Höhen und Tiefen


## 1 - EINSTELLUNG DER LAUTSTÄRKE UND DER HÖHEN UND TIEFEN

Sie können die Empfangslautstärke erhöhen und die Höhen und Tiefen entsprechend Ihrer Erfordernisse einstellen.

Mit der Taste  können Sie die Hörerverstärkung, sowie die veränderten Höhen und Tiefen während des Gesprächs aktivieren und deaktivieren.


Die Ton- und Lautstärkeeinstellung (15dB bis 30dB) ist nur aktiviert, wenn der Schalter  oben auf Ihrem Telefon auf ON gestellt ist. Wenn diese Taste auf OFF gestellt ist, kann die Lautstärke nur von 0dB bis 15dB verstellt werden.

Wenn diese Funktion aktiviert ist, leuchtet das rote Licht für die Hörerverstärkung und die Einstellung der Höhen und Tiefen neben der Taste  auf.


**Hinweis:** Wenn der Ton (Höhen), die Hörerlautstärke und die Sendelautstärke auf Maximum stehen, kann ein Pfeifen auftreten. Wenn ein Pfeifen auftritt, sollte die Sendelautstärke mit dem Schalter  reduziert werden.

Verwenden Sie die Tasten TONE und VOLUME, um das Niveau gemäß Ihren Erfordernissen optimal einzustellen.

### HOCH-/TIEFTONREGELUNG




### LAUTSTÄRKE



## 2 – EINSTELLUNG SENDELAUTSTÄRKE

Wenn ihre Stimme zu leise ist oder die angerufenen Personen Schwierigkeiten haben, Sie zu verstehen, können Sie die Sendelautstärke mit dem Schalter rechts an Ihrem Gerät erhöhen.

Wenn notwendig, können Sie die Sendelautstärke auch reduzieren.




## **1 – ANNAHME EINGEHENDER ANRUF**

- Während eines eingehenden Anrufs klingelt das Telefon und das Lichtsignal für eingehende Anrufe blinkt. Um den Anruf anzunehmen, heben Sie den Hörer ab und sprechen.
- Nach Beenden des Gesprächs, legen Sie den Hörer behutsam wieder auf, um die Leitung freizugeben.

## **2 – EINEN ANRUF TÄTIGEN**

- Heben Sie den Telefonhörer ab.
- Warten Sie auf das Freizeichen und wählen Sie die gewünschte Nummer.
- Nach Beenden des Gesprächs legen Sie den Hörer wieder auf.


## **3 - WAHLWIEDERHOLUNG**


- Heben Sie den Telefonhörer ab.
- Warten Sie auf das Freizeichen und drücken Sie die Taste .
- Die zuletzt gewählte Nummer wird automatisch noch einmal gewählt (gilt nicht für Direktwahltasten).

## 4 – R-TASTE, TASTEN \* & #

Diese Tasten werden für verschiedene Dienste Ihres Serviceproviders verwendet. Bitte kontaktieren Sie Ihren Netzbetreiber für nähere Informationen.



## 5 - STUMMTASTE

Wenn Sie sich mit einer anderen Person im Raum unterhalten möchten, ohne dass Ihr Gesprächspartner das mitbekommt, drücken und halten Sie die Taste .

Sie können Ihren Gesprächspartner weiterhin hören, dieser kann Sie allerdings nicht hören. Um das Gespräch wieder normal weiterzuführen, lassen Sie die Taste  wieder los.

## 6 – SPEICHERN VON TELEFONNUMMERN

Ihr Telefon verfügt über 9 Direktwahlspeicherplätze. Um eine Nummer zu speichern, gehen Sie bitte wie folgt vor:

- Heben Sie den Telefonhörer ab.
- Drücken Sie die Taste .
- Drücken Sie **M1**, **M2**, ... **M9**, um die Nummer auf den jeweiligen Tasten zu speichern.
- Wählen Sie die Nummer.
- Drücken Sie die Taste  erneut.

Wenn Sie Ihr Telefon ausstecken, gehen die Nummern nach ein paar Stunden verloren. Wenn Sie in eine neue Nummer einspeichern, wird die vorher auf dieser Taste gespeicherte Nummer automatisch gelöscht.



Hier können Sie das Foto Ihres Kontakts einfügen.

## 7 – EINE GESPEICHERTE NUMMER ANWÄHLEN

- Heben Sie den Hörer ab und warten Sie auf das Freizeichen.
- Drücken Sie eine der Tasten **M1, M2 ... M9**, die auf dieser Taste gespeicherte Nummer wird automatisch gewählt.



Parc de l'Etoile  
2, rue Galilée  
59760 Grande Synthe  
TEL. SERVICE APRES VENTE :  
03 28 58 75 99  
[www.geemarc.com](http://www.geemarc.com)

Auf Ihr Geemarc Produkt wird von Geemarc Telecom SA eine einjährige Garantie ab Kaufdatum gemäß diesen Garantiebestimmungen gewährt. Während dieser Zeit werden im Garantiefall nach Wahl der Geemarc Telecom SA Material- und Fabrikationsfehler unentgeltlich beseitigt oder Ihr Geemarc Produkt ausgetauscht. Bei Störungen oder Fragen wenden Sie sich an unsere Hotline oder besuchen Sie unsere Homepage [www.geemarc.com](http://www.geemarc.com). Von dieser Herstellergarantie ausgeschlossen sind Schäden durch unsachgemäße Benutzung, mangelnde Sorgfalt oder Unfälle. Die Garantie erlischt bei Eingriffen von Dritten, die von Geemarc Telecom SA oder deren Vertriebspartnern dazu nicht ermächtigt wurden. Die Geemarc Telecom SA Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Rechte in keiner Weise ein.

**WICHTIG: IHR KAUFBELEG IST TEIL IHRER GARANTIE UND MUSS AUFBEWAHRT UND IM GARANTIEFALL VORGELEGT WERDEN.**  
Bitte beachten Sie: Die Garantie gilt nur für Deutschland.

**ERKLÄRUNG:** Geemarc Telecom SA erklärt hiermit, dass dieses Produkt die notwendigen Voraussetzungen sowie die weiteren betreffenden Bestimmungen der Radio- und Telecommunications Terminal Equipment Directive 1999/5/EEC, insbesondere Artikel 3 Absatz 1a, 1b und Absatz 3, erfüllt.  
Das Telefon benötigt eine Mindeststromstärke von 18mA in der Leitung.

Die WEEE-Richtlinie (Elektro- und Elektronikaltgeräte) wurde aufgestellt, damit Altgeräte auf beste Art und Weise verwertet werden. Wenn dieses Produkt defekt ist, werfen Sie es bitte nicht in Ihren Hausmüll. Bitte nutzen Sie eine der folgenden Entsorgungsmöglichkeiten:



- Entfernen Sie die Batterien und werfen Sie diese in einen geeigneten Rücknahmecontainer.

Geben Sie das Produkt bei einer Altgerätesammelstelle ab.

- Oder geben Sie das alte Produkt dem Händler zurück. Bei Kauf eines neuen Gerätes sollte der Händler das Altgerät annehmen.

Wenn Sie sich an diese Anweisungen halten, stellen Sie den Schutz der Gesundheit und Umwelt sicher.







 **geemarc** UK

5 Swallow Court  
Swallowfields  
Welwyn Garden City  
Hertfordshire, AL7 1SB  
For product support:  
01707 384438

[www.geemarc.com](http://www.geemarc.com)

 **geemarc** France

Parc de l'Etoile  
2, rue Galilée  
59760 Grande Synthe  
Tél. service après vente:  
03 28 58 75 99

[www.geemarc.com](http://www.geemarc.com)

 **geemarc** Germany

Walter Kolb Str. 9-11  
60594 Frankfurt  
F: 069 9621 7635

[www.geemarc.com](http://www.geemarc.com)