

drive
MEDICAL DESIGN & MANUFACTURING

www.drivemedical.com

diamond rollator
andador diamond
déambulateur







EU Authorized Representative
Drive Medical LTD
Ainley's Industrial Estate
Elland, West Yorkshire,
United Kingdom HX5 9JP

www.drivemedical.com

drive
MEDICAL DESIGN & MANUFACTURING

assembly instructions

1. First remove all contents from carton: backrest, handle with tube, rollator frame and basket.
2. Open frame by pushing down on sling seat on both sides until the rollator is open all the way.
3. Turn the rollator upside down so both hand grips are on the floor and the front and rear caster receptacles are facing upwards.
4. Insert the back caster by inserting “A” into “B” with the casters turned upwards (figure 1). The back caster will be positioned properly when the brass release buttons “click” through the frame.
5. Insert lock release knob (figure 2) to lock caster assembly into place.
6. Repeat steps 4 and 5 to install other back caster.
7. To install front casters, insert caster leg into front caster journal until a “snap” is heard (figure 3).
8. To adjust handle height, depress brass lock pin on frame (figure 4) and either pull or push handle to desired height. Be sure to repeat process for other handle and ensure both lock pins are in the same position.



safety precautions

1. Please make sure the Rollator is fully opened, seat is down and the folding bar under seat is locked in the down position.
2. Be sure that both knobs are fully tightened and are at equal heights. Test Rollator for stability before applying full weight to hand grips.
3. Test the loop locks before operating the Rollator. When wheels are locked (see illustrations for locking and releasing locks below), lock bar on rear wheels should prevent wheels from turning. If the wheels turn while brakes are locked, please take unit back to dealer for adjustment. When locks are released, the wheels should turn freely.
4. Always lock loop locks before sitting and do not use seat when unit is on an incline or uneven ground.
5. Replace tires when significantly worn or damaged.
6. Do not have anyone push you while you are sitting back wards on the rollator. You can safely be pushed only when you are sitting forward and you feet are correctly positioned in the footrests.

loop lock operation

Always engage and disengage wheel locks on both sides simultaneously.

1. To Slow Down or Come to a Temporary Stop – Pull up slowly on the loop locks with four fingers until unit slows down or comes to a temporary stop.
2. To Temporarily Lock Wheels in Position – Press down on both loop locks with palms until you hear a “click” that will tell you wheels are locked.
3. To Release Wheel Locks – Push up on both loop locks with palms of hand to original position.



footrests

Installing the footrests

Align the two holes of the footrest on top of the frame pins and rotate forward until you hear the lock of the release lever.

To remove the footrest, push the release lever and swing the footrests to the side and lift the footrests off the frame pins.

Adjusting the footrests length

When adjusting the length of footrests the user should be sitting in rollator facing forward with feet on the foot plates. Push the pins on the footrest to lengthen. Raise or lower foot plate to desired position that will provide maximum support of thighs. Front rigging should not be so low that it causes uncomfortable pressure to the back of the thighs. Footrest should not be lower than 2-1/2" from the ground to ensure clearance.

lifetime limited warranty

Your Drive brand product is warranted to be free of defects in materials and workmanship for the lifetime of the original consumer purchaser.

This device was built to exacting standards and carefully inspected prior to shipment. This Lifetime Limited Warranty is an expression of our confidence in the materials and workmanship of our products and our assurance to the consumer of years of dependable service.

In the event of a defect covered by this warranty, we will, at our option, repair or replace the device.

This warranty does not cover device failure due to owner misuse or negligence, or normal wear and tear. The warranty does not extend to non-durable components, such as rubber accessories, casters, and grips, which are subject to normal wear and need periodic replacement.




If you have a question about your Drive device or this warranty, please contact an authorized Drive dealer.



© 2006 Medical Depot, Inc. All rights reserved.
Drive is a trademark of Medical Depot, Inc.
Port Washington N.Y. 11050 USA Made in China

instrucciones de armado

1. En primer lugar, quite de la caja todo el contenido: respaldar, mango con tubo, marco del andador y canasta.
2. Despliegue el marco empujando hacia abajo ambos lados del asiento en cabestrillo hasta que el andador se abra totalmente.
3. Coloque el andador dado vuelta de modo que ambas empuñaduras queden en el piso y los receptáculos de las rueditas delanteras y traseras queden hacia arriba.
4. Coloque las rueditas traseras ubicando "A" dentro de "B" con las rueditas hacia arriba (figura 1). Las rueditas traseras se ubicarán apropiadamente cuando los botones metálicos de liberación hagan "clic" y sobresalgan a través del marco en el segundo hueco de ajuste.
5. Introduzca la perilla de liberación de la traba (figura 2) para trabar la unidad de la ruedita en su lugar.
6. Repita los pasos 4 y 5 para instalar la otra ruedita trasera.
7. Para instalar las rueditas delanteras, inserte la pata de la ruedita en el cojinete de la ruedita delantera hasta que escuche un "chasquido" (figura 3).
8. Para ajustar la altura del mango, baje el perno metálico de traba en el marco (figura 4) y jale o empuje el mango hasta la altura deseada. Está seguro de repetir el proceso para el otro mango y asegúrese que ambos pernos de traba estén en la misma posición.



precauciones de seguridad

1. Por favor asegúrese que el andador Rollator esté completamente abierto, que el asiento esté bajo y que la barra plegable debajo del asiento esté trabada en posición baja.
2. Asegúrese que ambas perillas esté completamente ajustadas y estén a igual altura. Pruebe la estabilidad del andador Rollator antes de apoyar todo el peso en las empuñaduras.
3. Pruebe los frenos curvos antes de hacer funcionar el andador Rollator. Cuando las ruedas están trabadas (vea abajo las ilustraciones para bloquear o desbloquear los frenos), la barra de freno de las ruedas traseras deberían prevenir que las ruedas giren. Si las ruedas giran mientras se aplican los frenos, por favor lleve la unidad de regreso a su representante para su ajuste. Cuando los frenos son liberados, las ruedas deben girar libremente.
4. Siempre aplique los frenos curvos antes de sentarse y no use el asiento cuando la unidad esté en un terreno inclinado o irregular.
5. Reemplace las cubiertas cuando estén significativamente gastadas o dañadas.
6. Nadie debe de empujarlo mientras está sentado hacia atrás en el Rollator. Solamente lo pueden empujar de manera segura cuando está sentado hacia adelante con sus pies colocados adecuadamente sobre los estribos.

operación del freno curvo

Siempre engrane y desengrane los frenos de las ruedas en ambos lados simultáneamente.

1. Para Disminuir la Marcha o Hacer una Detención Temporal – Jale lentamente de los frenos curvos con cuatro dedos hasta que la unidad disminuya la marcha o pare momentáneamente.
2. Para Frenar Momentáneamente las Ruedas en Posición – Presione hacia abajo sobre ambas trabas curvas con las palmas hasta que oiga un "click" que le indicará que las ruedas están frenadas.
3. Para Soltar los Frenos de las Ruedas – Empuje hacia arriba sobre ambos frenos curvos a la posición original con las palmas de la mano.



estribos

Para instalar los estribos:

Centre los dos hoyos de los estribos sobre las clavijas del armazón y gire hacia delante hasta que escuche el bloqueo de la palanca de liberación.

Para quitar los estribos: presione la palanca de liberación y gire los estribos hacia un lado, luego retire los estribos fuera de las clavijas del armazón.

Cómo ajustar la altura de los estribos:

Para ajustar la altura de los estribos el usuario debe estar sentado hacia el frente sobre el Rollator con sus pies sobre los estribos. Presione las clavijas del estribo para cambiar la altura, levante o baje los estribos a la posición que le proporcione el máximo apoyo a los muslos. El montaje frontal no debe estar tan bajo que produzca una presión incomoda a la parte posterior de los muslos. El estribo no debe colocarse a una altura del piso menor de 2 pulgadas y medio para asegurar que se cuente con el espacio suficiente.

garantía limitada de por vida

Su producto marca Drive está garantizado de por vida del comprador-consumidor original de no tener defectos en los materiales y la fabricación.

Este aparato fue construido de acuerdo a estándares rigurosos y cuidadosamente inspeccionado previo a su envío. Esta Garantía Limitada de por Vida es una expresión de nuestra confianza en los materiales y la fabricación de nuestros productos y nuestra seguridad para el consumidor dada por años de servicios confiables.

En el caso de un defecto cubierto por esta garantía, repararemos o reemplazaremos el aparato, de acuerdo a nuestra opinión.

Esta garantía no cubre fallas del aparato debidas a mal uso o negligencia por parte del propietario o por el uso y desgaste normales. Esta garantía no se extiende a los componentes no durables, tales como los accesorios de goma, rueditas y mangos que están sujetos a desgaste normal y necesitan reemplazo periódico.


Si usted tiene preguntas acerca de su aparato Drive o esta garantía, por favor contacte a un representante autorizado de Drive.

drive
MEDICAL DESIGN & MANUFACTURING

© 2006 Medical Depot, Inc. Todos los derechos reservados.
Drive es marca registrada de medical depot, Inc.
Port Washington NY 11050 USA Hecho en China

montage

1. Retirez tout le contenu du carton : dossier, poignée avec tube, cadre du rollator et panier.
2. Ouvrez le cadre en appuyant sur le siège en suspension sur les deux côtés jusqu'à ce que le rollator soit complètement ouvert.
3. Tournez le rollator à l'envers afin que les deux poignées soient sur le sol et les réceptacles de roulettes avant et arrière soient tournés vers le haut.
4. Insérez la roulette arrière en insérant « A » dans « B », les roulettes tournées vers le haut (Figure 1). La roulette arrière est positionnée de façon adéquate lorsque les boutons de blocage en laiton « émettent un clic » en s'emboîtant dans le cadre de faut utiliser la deuxième ouverture d'ajutage et puis insérer le bouton de blocage dans la première ouverture.
5. Insérez le bouton de déverrouillage (Figure 2) pour bloquer l'assemblage de roulettes en place.
6. Répétez les étapes 4 et 5 pour installer l'autre roulette arrière.
7. Pour installer les roulettes avant, insérez le pied de roulette dans le pivot de roulette avant jusqu'à ce qu'un « bruit sec » se fasse entendre (Figure 3).
8. Pour ajuster la hauteur des poignées, relâchez la goupille de sécurité en laiton sur le cadre (Figure 4) et tirez ou poussez la poignée jusqu'à la hauteur souhaitée. Répétez le processus pour l'autre poignée et assurez-vous que les deux goupilles de sécurité soient dans la même position.



précautions d'emploi

1. Assurez-vous que le déambulateur est complètement déplié, le siège en position ouverte et l'entretoise pliante sous le siège solidement verrouillée en position.
2. Assurez-vous que les deux boutons sont bien serrés et à la même hauteur. Testez d'abord la stabilité du déambulateur avant de mettre votre poids sur les poignées.
3. Testez le verrouillage à boucle avant d'utiliser le déambulateur. Quand les roues sont verrouillées (voir les schémas pour le verrouillage et le déverrouillage), la tige de verrouillage sur les roues arrière devrait empêcher qu'elles ne tournent. Si elles tournent quand même alors que les freins sont verrouillés, rappelez votre article à votre revendeur pour qu'elles soient ajustées. Quand les freins sont relâchés, elles doivent tourner librement.
4. Toujours verrouiller les freins à boucle avant de vous asseoir. Ne jamais vous asseoir si le sol est oblique ou caillouteux.
5. Remplacer les pneus si usés ou défectueux.
6. N'ayez jamais quelqu'un qui s'appuie contre vous lorsque vous êtes debout en arrière sur un escalateur. Vous pouvez seulement vous appuyer en toute sécurité lorsque vous êtes debout de face et que vos pieds sont correctement placés sur les marches.

fonctionnement du verrouillage à boucle

Toujours verrouiller et déverrouiller les roues des deux côtés simultanément.

1. Pour ralentir ou s'arrêter - relevez légèrement sur la boucle de verrouillage avec vos quatre doigts jusqu'à ce que le déambulateur ralentisse ou s'arrête complètement.
2. Pour verrouiller les roues temporairement - appuyez sur les deux boucles de verrouillage en même temps avec la paume de la main jusqu'à ce qu'un « clic » se fasse entendre vous indiquant que les roues sont verrouillées.
3. Pour relâcher le verrouillage - relevez les deux boucles de verrouillage en même temps avec la paume de la main pour retourner en position originale.



marches

Installer les marches

Aligner les deux encoches de l'escalier au dessus des encoches du cadre et faire pivoter jusqu'à ce que vous entendiez le déclic du levier.

Pour enlever la marche, appuyer sur le levier et tourner la marche sur le côté et soulever les marches hors des encoches.

Ajuster la longueur des marches

Pour ajuster la longueur des marches, l'utilisateur doit se trouver sur l'escalator en regardant de face avec les pieds sur les plaques. Pousser les encoches de l'escalier pour le rallonger. Soulever ou abaisser la plaque dans la position souhaitée pour obtenir le support maximum sur les cuisses. L'installation de face ne devrait pas être trop lente car cela pourrait provoquer une pression inconfortable à l'arrière des cuisses. La marche ne devrait pas être en dessous de 2-1/2" du sol pour ajuster la hauteur.

garantie à vie, limitée

Ce produit Drive est garanti d'être exempt de tout défaut de matériau, de fabrication ou de main d'oeuvre, auprès du propriétaire original et ce, pour la durée de la vie de celui-ci.

Cet appareil a été fabriqué selon des normes de qualité rigoureuses et inspecté avant de qui ter l'usine. Cette garantie à vie limitée, est un témoignage de la confiance que nous portons aux matériaux, à la main d'oeuvre, ainsi qu' aux procédés de fabrication requis pour produire nos appareils afin qu'ils puissent vous assister de manière fiable et sécuritaire pendant de nombreuses années.

Dans l'éventualité où un bris devait survenir en cours d'utilisation de l'un de nos produits, nous nous engageons, à notre discrétion, à assurer selon le cas, la réparation ou le remplacement de l'appareil.

Cette garantie ne peut être invoquée dans les cas d'usage inapproprié de l'appareil, en cas de négligence ou d'usure normale. Cette garantie ne couvre pas les pièces qui, de par leur nature, ont une durée de vie plus courte, tel que les embouts de caoutchouc, poignées de mousse, roues et pneus, qui doivent être périodiquement remplacés.

Pour toute question sur cet appareil ou sur sa garantie, veuillez svp, contacter votre détaillant autorisé de produits Drive.

drive
MEDICAL DESIGN & MANUFACTURING

© 2006 Medical Depot, Inc. Tous droits réservés.
Drive est une marque de commerce de Medical Depot, Inc.
Port Washington, NY 11050 USA Fabriqué en Chine

www.drivemedical.com

drive
MEDICAL DESIGN & MANUFACTURING

www.drivemedical.com

drive
MEDICAL DESIGN & MANUFACTURING