



Imported by - Importé par:
GD import (Genius Ideas & Welllys)

190 chemin de la Frayère - 06530 Peymeinade - France


www.gdimport.com

www.genius-ideas.com

www.wellys-care.com



En France: Emballages, papier, piles, meubles, textiles et articles électriques se recyclent.
Mettez ces éléments dans des poubelles adaptées ou en déchèterie spécialisée.



FR – ENFILE BAS TÉLÉSCOPIQUE / 053477 - version 2016-11-15

INDICATIONS : Placez la chaussette ou le bas sur la forme plastique en V, puis glissez votre pied et remonter l'ensemble à l'aide des tiges télescopiques.

ENTRETIEN : Laver à l'eau savonneuse ou tout liquide désinfectant mais non abrasif. Séchez-le à plat à l'abri de toute source de chaleur. NE PAS TORDRE.

GB- FOXY STOCKING AID EXPENDABLE / 053477

INSTRUCTIONS: Install the sock around the V shaped frame and slip your feet inside before pulling the sock up with the telescopic handles.

MAINTENANCE: Clean the device regularly with soapy water. Let it dry flat, without any exposure to a source of heat. DO NOT WRIST OR BEND IT.

DE – TELESKOPISCHE ANZIEHHILFE FÜR SOCKEN UND STRÜMPFE, ART. 053477

VERWENDUNG: Ziehen Sie die Socke oder den Strumpf über das V-förmige Plastikteil, schieben Sie dann Ihren Fuß in den Strumpf und ziehen Sie die Teleskopstangen zum Anziehen des Strumpfes nach oben.

REINIGUNG: Waschen Sie die Anziehhilfe mit Seifenwasser oder mit einer anderen desinfizierenden Flüssigkeit. Benutzen Sie keine aggressiven Reinigungs- oder Scheuermittel. Lassen Sie die Anziehhilfe trocknen, ohne sie Hitze oder Wärme auszusetzen. Nicht falten oder knicken!

NL- AANTREKHULP VOOR SOKKEN EN KOUSEN / 053477


INSTRUCTIES: Plaats de sok en neer op de V-vormige plastic, dan schuif je voet omhoog en alle met telescopische stangen.

ONDERHOUD: Wassen in een sopje of desinfecterende vloeistof, maar niet schuurmiddel. Droog plat, weg van elke warmtebron. NIET BUIGEN.

ES – PERCHA PARA MEDIAS TELESCÓPICA / 053477

INSTRUCCIONES: Coloque el calcetín por debajo de la forma de V, luego ponga su pie y deslice hacia arriba con la ayuda de las varillas.

MANTENIMIENTO: Lave con agua y jabón o desinfectante líquido, pero no abrasivo. Secar a plano, lejos de cualquier fuente de calor. NO DOBLAR.



IT – GANCIO TELESCOPICO COLLANT / 053477

ISTRUZIONI: colloquio calzino Sotto la forma a V, poi mettere la vostra torta e far scorrere verso l'alto con l'aiuto delle aste.

MANUTENZIONE: Lavare con acqua e sapone o liquido disinfettante, ma non abrasivo. Plano è asciutto, lontano da qualsiasi fonte di calore. NON PIEGARE.

PT – GANCHO TELESCÓPICO JUSTAS / 053477

INSTRUÇÕES: colóquio meia abaixo da forma V, em seguida, colocar o seu bolo e para cima slide com a ajuda das hastes.

MANUTENÇÃO: Lavar com água e sabão ou líquido desinfetante, mas não abrasivo. Plano é seco, longe de qualquer fonte de calor. NÃO DOBRE.

PL – PRZYRZĄD DO ZAKŁADANIA POŃCZOCH / 053477

DOJAZD: Umieść skarpetkę lub w dół na plastikowe V kształtu, a następnie przesuń nogę z powrotem i wszystko z wędzisk teleskopowych.

KONSERWACJA: Umyć wodą z mydłem lub środkiem dezynfekującym, ale nie ściernym. Osuszyć mieszkanie z dala od źródeł ciepła. NIE WYKRĘCAĆ.

CZ – JEDNODUŠŠÍ OBLÉKÁNÍ A PUNČOCH / 053477

NÁVOD: Umístěte ponožku, nebo se na plastiku ve tvaru V, pak přesuňte nohu zpět a to vše s teleskopickými tyčemi.

ÚDRŽBA: Omýt vodou a mýdlem nebo dezinfekčním ale ne drsné. Vysušit byt daleko od zdrojů tepla. NEŽDÍMEJTE.

SK – JEDNODUCHŠIE OBLIEKANIE A PANČUCH / 053477

NÁVOD: Umiestnite ponožku, alebo sa na plastiku v tvare V, potom presuňte nohu späť a to všetko s teleskopickými tyčami.

ÚDRŽBA: Umyť vodou a mydlom alebo dezinfekčným ale nie drsné. Vysušiť byt ďaleko od zdrojov tepla. NEŽMÝKAJTE.

РУС – ЛЕГЧЕ ПЛАТЬЕ И ЧУЛКИ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ / 053477

НАПРАВЛЕНИЯ: Поставьте носок или вниз на пластиковые формы V, затем сдвиньте ногу назад и все это с телескопическими стержнями.

ОБСЛУЖИВАНИЕ: Промыть водой с мылом или дезинфицирующим средством, но не абразивным. Высушите его плоским вдали от источников тепла. НЕ ВЫКРУЧИВАТЬ.