



**GORDON
ELLIS
& CO**

LANGHAM SUREGRIP

CONÇU POUR SURÉLEVER LES MEUBLES
LE PLUS SIMPLEMENT POSSIBLE

LANGHAM SUREGRIP OFFRE UNE DOUBLE SÉCURITÉ
POUR ÊTRE FIXÉ FERMEMENT SUR LE MOBILIER.

- S'adapte sur les pieds ronds ou cubiques et les roues
- Se tourne pour ajuster rapidement la hauteur
- Utilisable seul ou relié

Conçu pour surélever le mobilier le plus simplement possible et utilisable sur la plupart des meubles, il peut s'adapter sur des roues, pieds, sommiers, et aussi sur des pieds cubiques en utilisant le patin adhésif inclus.

Chaque Langham SureGrip possède une prise double pour maintenir fermement le mobilier sans l'abîmer. La hauteur s'ajuste en un instant en le vissant ou dévissant. On peut voir la hauteur exacte d'élévation sur le côté.

CANAPÉS



POUR LES PIEDS RONDS

Diamètre maximum 7 cm
Réhausse de 3,8 à 10 cm



POUR LES ROULETTES

Réhausse de 7,5 à 13,8 cm



POUR LES PIEDS CUBIQUES

ou avec une base solide
Réhausse de 10 à 16,3 cm

LITS



700 kg





**GORDON
ELLIS
& CO**

BARRE DE LIAISON SUPPLÉMENTAIRE

Grâce aux barres de liaison supplémentaires, les rehausses Langham SureGrip peuvent être reliées facilement ensemble pour créer une surélévation stable du mobilier qui a tendance à bouger lors de son utilisation.

C'est la méthode de surélévation la plus sécurisante et stable, même si on s'assoit un peu vigoureusement.

Les barres de liaison s'utilisent pour des chaises, fauteuils, canapés ou lits de tailles différentes. Le choix du bras de liaison se fait en fonction de la taille du mobilier :

Pour les chaises, fauteuils et petits canapés, opter pour un bras croisé ou deux bras côte-à-côte.



Ajustable en hauteur



Pour les grands canapés ou les lits, ou du mobilier à 6 pieds ou roulettes, une barre de liaison en ligne est possible.



GE60570/B Lot de 4 réhausses avec adaptateurs

ACCESSOIRES

GE60571	Barre de liaison (lot de 2)
GE60572	Barre d'écartement (simple avec boulon)
GE60573/B	Adaptateur pieds volumineux (lot de 4)
GE60574	Patins adhésifs (lot de 12)

IDÉAL POUR : canapés, lits, chaises, fauteuils
(à l'exception des chaises de salle à manger).

Ne pas déplacer le mobilier une fois les réhausses en place.

France Rehab

ZA du Serroir n°2 | 54690 Lay-Saint-Christophe
Tél. : +33 (0) 3 83 22 20 65 | Fax : +33 (0) 3 83 31 57 83
www.france-rehab.fr | info@france-rehab.fr



LA VIE EN TOUTE AUTONOMIE, DIGNITÉ ET SÉCURITÉ